


Român
Slovenská
Svenska
العرب

Manual de operare **Cântare pentru bijuterii** JP-G
Používateľská príručka **Váhy na šperky** JP-G
Användarmanual **Juvelerarvägar** JP-G
موازين المجوهرات دليل المستخدم JP-G



METTLER TOLEDO

EULA

The software in this product is licensed under the METTLER TOLEDO End User License Agreement (EULA) for Software.

► www.mt.com/EULA

When using this product you agree to the terms of the EULA.

ro



Acest Manual de operare oferă surcute instrucții cu privire la primii pași care trebuie urmați pentru o utilizare sigură și eficientă a instrumentului. Personalul trebuie să cítăască cu atenție și să înțeleagă acest manual înainte de efectuarea oricăror activități.

Pentru informații complete, consultați întotdeauna Manualul de referință (MR).

► www.mt.com/jp-g-RM

sk



Táto používateľská príručka je stručný návod, ktorý poskytuje informácie pre vykonávanie prvých krokov práce s prístrojom bezpečným a efektívny spôsobom. Personál je pred vykonávaním akýchkoľvek pracovných úloh povinný dôkladne si preštudovať tento návod a porozumieť jeho obsahu.

Na získanie kompletných informácií si vždy pozrite návod na používanie (NP).

► www.mt.com/jp-g-RM

sv



Denna användarhandbok ger kortfattad information om hur du använder instrumentet på ett säkert och effektivt sätt. All personal måste ha läst och förstått innehållet i denna handbok innan de använder enheten.

Mer information finns i referenshandboken.

► www.mt.com/jp-g-RM

ar


دليل المستخدم هذا هو إرشادات موجزة توفر معلومات للتعامل مع الإجراءات الأولى للجهاز بصورة آمنة وفعالة. يجب أن يقوم الموظفون بقراءة هذا الدليل بعناية واستيعابه قبل تنفيذ أي من المهام.

للحصول على المعلومات الكاملة، قم دائمًا بالرجوع للدليل المرجعي (RM).



www.mt.com/jp-g-RM ►

Prezentare de ansamblu a cîntarului



ro

1	Afișaj	2	Indicator de nivel
3	Taler de cîntărire	4	Picioruș de reglare
5	Taste funcționale	6	Autocolant model (doar la modelele aprobate)
7	Slot de securitate anti-furt	8	Etichetă produs
9	Priză pentru adaptorul de c.a.	10	Interfață serială RS232C
11	Interfață dispozitiv USB		

sk

1	Displej	2	Ukazovateľ vodorovnej polohy
3	Miska na váženie	4	Vyrovnávacia nožička
5	Ovládacie tlačidlá	6	Nálepka modelu (len schválené modely)
7	Bezpečnostný strmeň na zámok proti krádeži	8	Štítek produktu
9	Zásuvka pre napájací adaptér striedavého prúdu	10	Sériové rozhranie RS232C
11	Rozhranie pre zariadenia USB		


sv

1	Display	2	Nivåindikator
3	Vägskål	4	Nivelleringsfot
5	Manöverknappar	6	Modellertikell (endast på godkända modeller)
7	Säkerhetsfäste för stöldskydd	8	Produktetikett
9	Uttag för nätagadapter	10	RS232C seriellt gränssnitt
11	USB-gränssnitt		

ar

مؤشر الاستواء	2	الشاشة	1
قدم الاستواء	4	كفة الوزن	3
ملصق الطراز (مع الطرز المعتمدة فقط)	6	مفاتيح التشغيل	5
ملصق المنتج	8	فتحة الأمان لأغراض مكافحة السرقة	7
وصلة RS232	10	مقبس لمحول التيار المتردد	9
		وصلة USB	11

Prezentarea generală a tastelor funcționale



ro

Legenda funcțiilor tastelor

Nr.	Tastă	Apăsare scurtă (mai puțin de 1,5 s)	Apăsare continuă (mai mult de 1,5 s)
1		<ul style="list-style-type: none"> Pentru a naviga înapoi (derulare în sus) în elementele de meniu sau în selecțiile din meniu Micșorarea parametrilor (numerici) în meniu și în aplicații 	<ul style="list-style-type: none"> Pentru a selecta aplicația de cântărire Micșorarea rapidă a parametrilor (numerici) în meniu și în aplicații
2		<ul style="list-style-type: none"> Pentru a naviga înainte (derulare în jos) în elementele de meniu sau în selecțiile din meniu Mărirea parametrilor (numerici) în meniu și în aplicații 	<ul style="list-style-type: none"> Pentru a selecta aplicația F1 alocată și pentru a introduce setările parametrilor aplicației. Alocarea implicită a aplicației F1: Numărarea bucătărilor Mărirea rapidă a parametrilor (numerici) în meniu și în aplicații
3		<ul style="list-style-type: none"> Pornire Zero 	<ul style="list-style-type: none"> Oprire
4		<ul style="list-style-type: none"> Pentru intrări: derulare în jos Pentru a naviga în elementele de meniu sau în selecțiile din meniu Pentru a comuta între unitatea 1, valoarea de rememorare (dacă este selectată), unitatea 2 (dacă este diferită de unitatea 1) și unitatea aplicației (dacă există) 	<ul style="list-style-type: none"> Pentru a selecta aplicația F2 alocată și pentru a introduce setările parametrilor aplicației. Alocarea implicită a aplicației F2: Cântărire în procente
5		<ul style="list-style-type: none"> Pentru a intra în sau pentru a ieși dintr-o selecție din meniu (de la/la un element de meniu) Pentru a introduce parametrul aplicației sau pentru a comuta la următorul parametru Pentru a confirma parametrul 	<ul style="list-style-type: none"> Pentru a selecta aplicația F3 alocată și pentru a introduce setările parametrilor aplicației. Alocarea implicită a aplicației F3: Formulă
6		<ul style="list-style-type: none"> Anulare și ieșire din meniu fără salvare (un pas înapoi în meniu). 	nicio funcție

Nr.	Tastă	Apăsare scurtă (mai puțin de 1,5 s) 	Apăsare continuă (mai mult de 1,5 s) 
7		<ul style="list-style-type: none"> • Tipărirea valorii afișate • Tipărirea setărilor de meniu ale utilizatorului activ • Transferul datelor 	nicio funcție
8		<ul style="list-style-type: none"> • Executarea procedurii de reglare (calibrare) predefinite 	nicio funcție
9		<ul style="list-style-type: none"> • Intrare în sau ieșire din meniu (setările parametrilor) • Salvarea parametrilor 	nicio funcție
10		<ul style="list-style-type: none"> • Pentru a schimba rezoluția ecranului (funcție 1/10d) în timp ce aplicația rulează •  Notă: nu este disponibilă la modelele aprobată în țările selectate. 	nicio funcție

Hlavné funkcie – legenda

Č.	Tlačidlo	Stlačte krátko (menej ako 1,5 s) ↗	Stlačte a podržte (dlhšie ako 1,5 s) ↗
1		<ul style="list-style-type: none"> Navigácia dozadu (rolovanie nahor) v témach ponuky alebo vo výberoch ponuky Zniženie (číselných) parametrov v ponuke alebo aplikáciách 	<ul style="list-style-type: none"> Výber aplikácie vázenia Rýchle zníženie (číselných) parametrov v ponuke alebo aplikáciách
2		<ul style="list-style-type: none"> Navigácia dopredu (rolovanie nadol) v témach ponuky alebo vo výberoch ponuky Zniženie (číselných) parametrov v ponuke alebo aplikáciách 	<ul style="list-style-type: none"> Nastavenie priradených aplikácií F1 a zadanie nastavení parametrov aplikácie. Prednastavené priradenie aplikácie F1: Počítanie kusov Rýchle zvýšenie (číselných) parametrov v ponuke alebo aplikáciách
3		<ul style="list-style-type: none"> Zapnutie Nula 	<ul style="list-style-type: none"> Vypnutie
4		<ul style="list-style-type: none"> S položkami: posúvanie nadol Navigácia v témach ponuky alebo vo výberoch ponuky Prepínanie medzi jednotkou 1, vyvolanou hodnotou (ak je zvolená), jednotkou 2 (ak je iná ako jednotka 1) a aplikáčnou jednotkou (ak existuje) 	<ul style="list-style-type: none"> Nastavenie priradených aplikácií F2 a zadanie nastavení parametrov aplikácie. Prednastavené priradenie aplikácie F2: Percentuálne väženie
5		<ul style="list-style-type: none"> Zadanie alebo opustenie výberu ponuky (z/do témy ponuky) Zadanie parametra aplikácie alebo prepnutie na nasledujúci parameter Potvrdenie parametra 	<ul style="list-style-type: none"> Nastavenie priradených aplikácií F3 a zadanie nastavení parametrov aplikácie. Prednastavené priradenie aplikácie F3: Príprava
6		<ul style="list-style-type: none"> Zrušenie a ponechanie ponuky bez uloženia (jeden krok späť v ponuke). 	žiadna funkcia
7		<ul style="list-style-type: none"> Tlač zobrazenej hodnoty Vytlačenie nastavení ponuky aktívneho používateľa Prenos údajov 	žiadna funkcia
8		<ul style="list-style-type: none"> Vykonanie prednastaveného postupu nastavenia (kalibrácie) 	žiadna funkcia
9		<ul style="list-style-type: none"> Vstup do/odchod z ponuky (nastavenia parametra) Uloženie parametrov 	žiadna funkcia
10		<ul style="list-style-type: none"> Zmena rozlíšenia displeja (funkcia 1/10d) počas prevádzky aplikácie Poznámka: nie je k dispozícii pri schválených modeloch vo vybraných krajinách 	žiadna funkcia

Förklaring av knappfunktioner

Nr.	Knapp	Tryck kort (mindre än 1,5 sek.) 	Håll nedtryckt (längre än 1,5 sek.) 
1		<ul style="list-style-type: none"> För att navigera bakåt (bläddra uppåt) bland menyobjekt eller menyval Sänka parametervärden (siffrvärdet) i menyer eller applikationer 	<ul style="list-style-type: none"> Välja vägningsapplikation Snabbt sänka parametervärden (siffrvärdet) i menyer eller applikationer
2		<ul style="list-style-type: none"> För att navigera framåt (bläddra nedåt) bland menyobjekt eller menyval Höja parametervärden (siffrvärdet) i menyer eller applikationer 	<ul style="list-style-type: none"> För att välja applikation att tilldela till F1 och ange parameterinställningar för applikationen. Förinställd applikation för F1: Antalsräkning Snabbt höja parametervärden (siffrvärdet) i menyer eller applikationer
3		<ul style="list-style-type: none"> Sätt på Noll 	<ul style="list-style-type: none"> Stäng av
4		<ul style="list-style-type: none"> För poster: bläddra nedåt För att navigera bland menyobjekt eller menyval För att växla mellan enhet 1, hämtningsvärde (om valt), enhet 2 (om den skiljer sig från enhet 1) och applikationsenheten (om sådan finns) 	<ul style="list-style-type: none"> För att välja applikation att tilldela till F2 och ange parameterinställningar för applikationen. Förinställd applikation för F2: Procentvägning
5		<ul style="list-style-type: none"> För att öppna eller lämna menyalternativ (från/till menyobjekt) För att ange applikationsparameter eller gå till nästa parameter Bekräfta parameter 	<ul style="list-style-type: none"> För att välja applikation att tilldela till F3 och ange parameterinställningar för applikationen. Förinställd applikation för F3: Formulering
6		<ul style="list-style-type: none"> Avbryta och lämna en meny utan att spara (backa ett steg i menyn). 	ingen funktion
7		<ul style="list-style-type: none"> Skriva ut displayvärdet Skriva ut aktiva inställningar i användarmenyen Överföra data 	ingen funktion
8		<ul style="list-style-type: none"> Utföra fördefinierad justeringsprocedur (kalibrering) 	ingen funktion
9		<ul style="list-style-type: none"> Öppna eller lämna menyn (parameterinställningar) Spara parametrar 	ingen funktion
10		<ul style="list-style-type: none"> För att ändra displayens upplösning (funktionen 1/10d) medan applikationen körs.  Anteckning: ej tillgängligt för godkända modeller i vissa länder. 	ingen funktion

الرقم	المفتاح	الضغط لفترة قصيرة (أقل من ثانية) ونصف) 	الضغط مع الاستمرار (أكثر من ثانية) ونصف) 
1	 	<ul style="list-style-type: none"> لاختيار تطبيق الوزن تقليل العوامل (الرقمية) ضمن القائمة و في التطبيقات بسرعة 	<ul style="list-style-type: none"> للعودة إلى الخلف (تمرير لأعلى) ضمن موضوعات القائمة أو اختيارات القائمة تقليل العوامل (الرقمية) ضمن القائمة و في التطبيقات
2	 F1	<ul style="list-style-type: none"> للانقال إلى الأمام (تمرير لأسفل) ضمن موضوعات القائمة أو اختيارات القائمة زيادة العوامل (الرقمية) ضمن القائمة وفي التطبيقات 	<ul style="list-style-type: none"> اعدادات عامل التطبيق تعيين تطبيق F1 الافتراضي: عدّ القطع زيادة العوامل (الرقمية) ضمن القائمة وفي التطبيقات بسرعة
3	 On/Off → 0/T ← صفر	إيقاف التشغيل	<ul style="list-style-type: none"> • On/Off • → 0/T ←
4	 F2	<ul style="list-style-type: none"> ضمن المدخلات: تمرير لأسفل للتنقل خلال موضوعات القائمة أو اختيارات القائمة للتبدل بين قيمة الوحدة 1، استدعاء القيمة (إذا تم اختيارها)، الوحدة 2 (إذا اختلفت عن وحدة 1) ووحدة التطبيق (إن وجدت) 	<ul style="list-style-type: none"> لاختيار تطبيق F2 المعين و إدخال اعدادات عامل التطبيق تعيين تطبيق F2 الافتراضي: الوزن بالنسبة المئوية
5	 F3	<ul style="list-style-type: none"> للدخول أو الخروج من اختيار القائمة (من / إلى موضوع القائمة) للدخول إلى معامل التطبيق أو الانتقال إلى المعامل التالي لتأكيد المعامل 	<ul style="list-style-type: none"> اعدادات عامل التطبيق تعيين تطبيق F3 الافتراضي: التركيبات
6		إلغاء وخروج من القائمة دون الحفظ (خطوة واحدة إلى الخلف في القائمة).	ليس له وظيفة
7		<ul style="list-style-type: none"> طباعة القراءة طباعة إعدادات قائمة المستخدم النشطة نقل بيانات 	ليس له وظيفة
8	 ▼ مسبقا	تنفيذ إجراء الضبط (المعايير) المحدد	ليس له وظيفة
9		<ul style="list-style-type: none"> الدخول أو الخروج من القائمة (إعدادات العامل) حفظ المعاملات 	ليس له وظيفة
10	 ▲▼	<ul style="list-style-type: none"> لتغيير دقة الشاشة (وظيفة 1/10d) أثناء تشغيل التطبيق ملاحظة: غير متاح مع الطرز المعتمدة في دول محددة. 	ليس له وظيفة

Român

Slovenská

Svenska

العرب

Manual de operare **Cântare pentru bijuterii**

Používateľská príručka **Váhy na šperky**

Användarmanual **Juvelerarvägar**

موازين المجوهرات دليل المستخدم

1 Informații privind siguranță

Pentru acest instrument sunt disponibile două documente intitulate „Manual de operare” și „Manual de referință”.

- Manualul de operare este livrat în format de hârtie împreună cu instrumentul.
- Manualul de referință este în format electronic și descrie în detaliu instrumentul și utilizarea acestuia.
- Păstrați ambele documente pentru consultare ulterioară.
- În cazul în care transferați instrumentul altor părți, transferați și manualele împreună cu acesta.

Folosiți instrumentul numai conform Manualului de operare și Manualului de referință. Dacă instrumentul nu este folosit conform acestor documente sau dacă instrumentul este modificat, siguranța acestuia poate fi compromisă, iar Mettler-Toledo GmbH nu își asumă nicio răspundere.

1.1 Alte documente aplicabile



Acest Manual de operare oferă scurte instrucțiuni cu privire la primii pași care trebuie urmați pentru o utilizare sigură și eficientă a instrumentului. Personalul trebuie să cifească cu atenție și să înțeleagă acest manual înainte de efectuarea oricăror activități.

Pentru informații complete, consultați înaintea unei Manualul de referință (MR).

► www.mt.com/jp-g-RM

Căutare descărcări software

► www.mt.com/labweighing-software-download

1.2 Definițiile semnalelor și simbolurilor de avertizare

Notele de siguranță conțin informații importante privind aspecte legate de siguranță. Ignorarea notelor de siguranță poate conduce la vătămări corporale, deteriorarea instrumentului, defecțiuni și rezultate false. Notele de siguranță sunt marcate cu următoarele cuvinte și simboluri de avertizare:

Cuvinte de avertizare

PERICOL	Situație periculoasă cu risc ridicat care, dacă nu este evitată, conduce la deces sau vătămări grave.
AVERTISMENT	Situație periculoasă cu risc mediu care, dacă nu este evitată, poate conduce la deces sau vătămări grave.
ATENȚIE	Situație periculoasă cu risc redus care, dacă nu este evitată, conduce la vătămări minore sau moderate.
AVIZ	Situație periculoasă cu risc redus care conduce la deteriorarea instrumentului, alte daune materiale, la defecțiuni și rezultate eronate sau la pierderea de date.

Simboluri de avertizare



Pericol general: citiți Manualul de operare sau Manualul de referință pentru informații despre pericole și măsurile ce trebuie luate.



Pericol de electrocutare



Notificare

1.3 Note de siguranță specifice produsului

Scop utilizare

Acest instrument este conceput pentru a fi folosit de personal calificat. Instrumentul este destinat cântăririi.

Nu este prevăzută nicio altă utilizare și operare, în afara limitelor de utilizare specificate în Mettler-Toledo GmbH, fără acordul Mettler-Toledo GmbH.

Responsabilitățile proprietarului instrumentului

Proprietarul instrumentului este persoana care definește titlul de proprietate asupra instrumentului și care utilizează instrumentul sau care autorizează orice persoană să-l utilizeze ori persoana considerată prin lege a fi operatorul instrumentului. Proprietarul instrumentului este responsabil de siguranța tuturor persoanelor care utilizează instrumentul și de siguranța terților.

Mettler-Toledo GmbH presupune că proprietarul instrumentului își instruiește utilizatorii cum să folosească în siguranță instrumentul la locul de muncă și cum să facă față posibilelor pericole. Mettler-Toledo GmbH presupune că proprietarul instrumentului pune la dispoziție echipamentul de protecție necesar.

Note de siguranță



AVERTISMENT

Accident grav sau mortal ca urmare a electrocuzării

Contactul cu piesele sub tensiune poate conduce la accidente sau deces.

- 1 Folosiți doar cablul de alimentare METTLER TOLEDO și adaptorul de c.a./c.c. proiectate pentru instrumentul dvs.
- 2 Conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu împământare.
- 3 Nu țineți lichide în apropierea cablurilor și a conexiunilor electrice și păstrați-le la loc uscat.
- 4 Verificați cablurile și ștecările și asigurați-vă că nu sunt deteriorate. Înlocuiți-le dacă sunt deteriorate.



AVIZ


Deteriorarea instrumentului sau funcționare neadecvată ca urmare a folosirii de piese neadecvate

- Folosiți doar piese de la METTLER TOLEDO care sunt destinate pentru a fi utilizate cu instrumentul dvs.

O listă integrală a pieselor și accesoriilor se regăsește în Manualul de referință.

2 Design și funcție

2.1 Afișaj



Pictogramele aplicației			
	Meniu blocat		Aplicația Statistică
	Setări de meniu activate		Aplicația Adunare
	Aplicația Cânțărire		Aplicația Factor de multiplicare
	Aplicația Numărare bucăți		Aplicația Factor de divizare

Pictogramele aplicației

	Aplicația Cânțărire în procente		Aplicația Densitate
	Aplicația Verificare cânțărire		

Pictograma aplicației corespunzătoare este afișată în partea de sus a ecranului în timp ce aplicația rulează.

Pictograme de stare

	Indică valoarea stocată (Memorie)		Memento service
	Reglare (calibrare) inițiată		Feedback acustic pentru tastele apăsatate activat
	FACT activat		Interval de cânțărire 1 (doar modelele cu interval dublu)
	Aplicațiile Diagnostic și Test de rutină		Interval de cânțărire 2 (doar modelele cu interval dublu)

Câmpul Valoare greutate și Ajutor pentru cânțărire

	Indică valori negative		Paranteze pătrate pentru a indica cifrele necertificate (doar modelele aprobată)
	Indică valori instabile		Marcarea greutății nominale sau țintă
	Indică valorile calculate		Marcarea limitei de toleranță T+
			Marcarea limitei de toleranță T-

Câmpul pentru unități

	g	gram	ozt	uncie troy	tls	Tael Singapore
	kg	kilogram	GN	dram	tlt	Tael Taiwan
	mg	miligram	dwt	pennyweight	tola	tola
	kt	carat	mom	momme	baht	baht
	lb	livră	msg	mesghal		
	oz	uncie	tlh	Tael Hong Kong		

3 Instalarea și punerea în funcțiune

3.1 Alegerea locației

Cânțarul este un instrument de precizie sensibil. Locul unde este amplasat va avea un efect puternic asupra preciziei rezultatelor de cânțărire.



Cerințele locației

Amplasați în interior, pe o masă stabilă

Asigurați o distanță suficientă

Reglați instrumentul pe orizontală

Asigurați iluminarea adecvată



Evități lumina directă a soarelui

Evități vibrațiile

Evități curenții puternici

Evități fluctuațiile de temperatură



Distanță suficientă pentru cânțare: > 15 cm în jurul instrumentului.

Luăți în considerare condițiile de mediu. Consultați "Date tehnice".

3.2 Conținutul pachetului

- Taler de cânțărire 246 × 351 mm
- Capac de protecție
- Adaptor de c.a./c.c. cu cablu de alimentare în funcție de țară
- Manual de operare
- Declarație de conformitate


3.3 Despachetarea

Deschideți pachetul cu cânțarul. Inspectați cânțarul pentru a vă asigura că nu s-a deteriorat pe durata transportului. Informați imediat un reprezentant METTLER TOLEDO în cazul reclamațiilor sau al accesoriilor lipsă.

Păstrați toate părțile ambalajului. Ambalajul oferă cea mai bună protecție posibilă pe durata transportului cânțarului.

3.4 Montarea componentelor

- Așezați următoarele componente pe cânțar în ordinea menționată:
- Așezați talerul de cânțărire (1) pe cânțar.



3.5 Conectarea cânțarului



AVERTISMENT

Accident grav sau mortal ca urmare a electrocuciștirii

Contactul cu piesele sub tensiune poate conduce la accidente sau deces.

- 1 Folosiți doar cablul de alimentare METTLER TOLEDO și adaptorul de c.a./c.c. proiectate pentru instrumentul dvs.
- 2 Conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu împământare.
- 3 Nu țineți lichide în apropierea cablurilor și a conexiunilor electrice și păstrați-le la loc uscat.
- 4 Verificați cablurile și ștecările și asigurați-vă că nu sunt deteriorate. Înlocuiți-le dacă sunt deteriorate.




AVIZ

Defecțare a adaptorului de c.a./c.c. ca urmare a supraîncălzirii

Dacă adaptorul de c.a./c.c. este acoperit sau se află într-un recipient, acesta nu se poate răci suficient și se va supraîncălzi.

- 1 Nu acoperiți adaptorul de c.a./c.c.
- 2 Nu introduceți adaptorul de c.a./c.c. într-un recipient.

- 1 Instalați cablurile în aşa fel încât să nu se poată deteriora sau să nu poată interfera cu funcționarea instrumentului.
 - 2 Inserați ștecărul adaptorului c.a./c.c. (1) în priza de alimentare a instrumentului.
 - 3 Fixați ștecărul înșurubând strâns piulița moletată.
 - 4 Introduceți ștecărul cablului de alimentare într-o priză electrică cu împământare, ușor accesibilă.
- ⇒ Cânțarul este gata de utilizare.



Notă

Conectați întotdeauna adaptorul de c.a./c.c. la cânțar înainte de a-l conecta la priza de alimentare.

Nu conectați instrumentul la o priză de alimentare controlată de un disjuncțor. După pornirea instrumentului, acesta trebuie să se încălzească pentru a obține rezultate de cânțărire precise.

3.6 Instalarea cânțarului

3.6.1 Pornirea cânțarului

Înainte de a utiliza cânțarul, acesta trebuie să se încălzească pentru a obține rezultate de cânțărare precise. Pentru a atinge temperatură de funcționare, cânțarul trebuie să ajungă la temperatura camerei și să fie conectat la sursa de alimentare fără de cel puțin 30 de minute.


3.6.2 Reglarea pe orizontală a cânțarului

Asigurarea orizontalității și instalarea stabila sunt condiții obligatorii pentru rezultate de cânțărare repetabile și precise.


Există patru piciorușe de reglare ajustabile pentru a compensa ușoarele neregularități ale suprafeței bancului de cânțărare.

Cânțarul trebuie să fie reglat la orizontală de fiecare dată când este mutat într-o nouă locație.

- 1 Poziționați cânțarul în locul ales.
- 2 Aliniați cânțarul la orizontală.
- 3 Rotiți piciorușele de reglare ale carcsei până când bulă de aer ajunge în centrul geamului.



- 4 În acest exemplu, rotiți piciorușul de reglare stâng în sens contrar acelor de ceasornic.



Exemplu

Bulă de aer la ora 12:



rotiți ambele piciorușe în sensul acelor de ceasornic.



Bulă de aer la ora 3:



rotiți piciorușul din stânga în sensul acelor de ceasornic și pe cel din dreapta în sens contrar acelor de ceasornic.



Bulă de aer la ora 6:



rotiți ambele piciorușe în sens contrar acelor de ceasornic.



Bulă de aer la ora 9:



rotiți piciorușul din stânga în sens contrar acelor de ceasornic și pe cel din dreapta în sensul acelor de ceasornic.



3.6.3 Reglarea cânțarului

Pentru a obține rezultate de cânțărare precise, cânțarul trebuie reglat pentru a corespunde accelerării gravitaționale din locul unde este amplasat. Acest lucru depinde și de condițiile ambiente. După atingerea temperaturii de funcționare, este important să reglați cânțarul în următoarele situații:

- Înainte de prima utilizare a cânțarului;
- când cânțarul a fost deconectat de la rețea sau în caz de pană de curent;
- Ca urmare a unor modificări semnificative ale mediului, de ex., temperatură, umiditate, curenți de aer sau vibrații.
- La intervale regulate în perioada de funcționare.



Pentru mai multe informații, consultați Manualul de referință (MR).

ro


► www.mt.com/jp-g-RM

3.7 Efectuarea unei cântăriri simple



Aplicația Cânțărire vă permite să efectuați cântăriri simple și vă ajută să acelerați procesul de cânțărire.


- 1 Apăsați pe **→0/T←** pentru a reseta cânțarul la zero.
- 2 Așezați proba pe talerul de cânțărire.
- 3 Așteptați până când detectorul de instabilitate **O** dispare.
- 4 Citiți rezultatul.



Aducerea la zero

Utilizați tastă de aducere la zero **→0/T←** înainte de a începe cânțărirea.


- 1 Descărcați cânțarul.
- 2 Apăsați pe **→0/T←** pentru a aduce la zero cânțarul.
Toate valorile de cânțărire sunt măsurate în raport cu acest punct zero.



Tararea


Dacă este folosit un container de cântărire, cânțarul trebuie întâi setat la zero.

- 1 Așezați containerul gol pe tălerul de cântărire.
⇒ Este afișată greutatea.
- 2 Apăsați pe **→0/T←** pentru a aduce la zero cânțarul.
⇒ Pe afișaj apare **0,00 g**.
- 3 Așezați proba în container.
⇒ Rezultatul va apărea pe afișaj.
- În cazul în care containerul este luat de pe cânțar, tara este afișată ca valoare negativă.
- Tara rămâne stocată până când tasta **→0/T←** este apăsată din nou sau până când cânțarul este opri.



Oprirea

- Tineți apăsat pe tasta **Oprire** până când **SHUTOFF** apare pe ecran. Eliberați tasta.
- ⇒ Cântarele trec în modul standby.
- După pornirea din modul standby, cânțarul nu are nevoie de timp de încălzire și este imediat pregătit pentru cântărire.
- În cazul în care cânțarul s-a oprit după o durată preselecțată, ecranul este slab iluminat și afișează data, ora, greutatea maximă și capacitatea de citire.
- În cazul în care cânțarul a fost oprit manual, ecranul este închis.
- Cântarele alimentate de la rețea trebuie să fie deconectate de la rețeaua de alimentare pentru a le opri complet.



Autorizație de comercializare

Modul standby nu este disponibil la cântarele aprobată (disponibile doar în țările selectate).



Pentru mai multe informații, consultați Manualul de referință (MR).

► www.mt.com/jp-g-RM

3.8 Transportarea cânțarului

- 1 Apăsați și mențineți apăsată tasta **Pornit/Oprit**.
- 2 Deconectați cânțarul de la adaptorul c.a./c.c.
- 3 Deconectați toate cablurile de interfață.

3.8.1 Transportarea pe distanțe mici

Pentru a muta cânțarul pe distanțe mici către o nouă locație, urmați instrucțiunile de mai jos.

1 Apucați cânțarul cu ambele mâini, conform indicațiilor.


2 Ridicați cu atenție cânțarul și mutați-l în noua sa locație.

Dacă doriți să puneti în funcțiune cânțarul, urmați pașii de mai jos:

1 Conectați în ordine inversă.

2 Aduceți cânțarul în poziție orizontală.

3 Efectuați o reglare internă.



3.8.2 Transportul pe distanțe mari

Pentru transportarea cânțarului pe distanțe mari, folosiți întotdeauna ambalajul original.

3.8.3 Ambalare și depozitare

Ambalajul

Păstrați toate părțile ambalajului într-un loc sigur. Elementele ambalajului original sunt create special pentru cânțar și componentele acestuia, pentru a asigura protecția maximă în timpul transportării sau al depozitării.

Depozitare

Depozitați cânțarul în următoarele condiții:

- În interior și în ambalajul original.
- În funcție de condițiile de mediu, consultați capitolul "Date tehnice".
- La depozitarea pe perioade mai lungi de șase luni, este posibil ca bateria reincărcabilă să se descarce (se pierd date și ora).

4 Întreținerea

Pentru a garanta funcționalitatea cânțarului și precizia rezultatelor cânțăririi, utilizatorul trebuie să realizeze mai multe acțiuni de întreținere.

4.1 Tabel de întreținere

Acțiune de întreținere	Intervalul recomandat	Observații
Efectuarea unei reglări interne	<ul style="list-style-type: none"> • Zilnic • După curățare • După reglarea pe orizontală • După schimbarea locației 	consultați capitolul "Reglare complet automată FACT"
Efectuarea testelor de rutină (test de sensibilitate, test de repetabilitate). METTLER TOLEDO recomandă efectuarea cel puțin o unui test de sensibilitate.	<ul style="list-style-type: none"> • După curățare 	a se vedea mai jos
Curățarea	Curățați instrumentul în funcție de gradul de murdărie sau de regulamentele dumneavoastră interioare (Procedură standard de operare). <ul style="list-style-type: none"> • După fiecare utilizare • După schimbarea probei 	consultați capitolul "Curățarea cânțarului"

4.2 Realizarea testelor de rutină

Există mai multe teste de rutină. În funcție de regulamentele interne, utilizatorul trebuie să realizeze teste de rutină specifice.

METTLER TOLEDO recomandă efectuarea unui test de sensibilitate după curățarea și reasamblarea cântarului.

Pentru a realiza un test de rutină, procedați după cum se descrie în capitolul "Test de rutină al aplicației".



Pentru mai multe informații, consultați Manualul de referință (MR).

► www.mt.com/jp-g-RM

4.3 Curățarea



Pentru mai multe informații, consultați Manualul de referință (MR).

► www.mt.com/jp-g-RM



AVERTISMENT

Accident grav sau mortal ca urmare a electrocuzării

Contactul cu piese sub tensiune poate conduce la accidente și deces.

- 1 Deconectați instrumentul de la sursa de alimentare înainte de curățare și întreținere.
- 2 Asigurați-vă că niciun lichid nu intră în instrument, terminal sau în adaptorul de c.a./c.c.

4.3.1 Curățarea cântarului



AVIZ

Deteriorare ca urmare a curățării inadecvate

Curățarea inadecvată poate deteriora celula de cânătărire sau alte piese esențiale.

- 1 Nu folosiți altii agenți de curățare în afara celor specificați în "Manualul de referință" sau în "Ghidul de curățare".
- 2 Nu pulverizați sau turnați lichide pe instrument. Folosiți întotdeauna o lăvătă umedă sau un șervețel umed, fără scame.
- 3 Ștergeți întotdeauna dinspre interiorul înspre exteriorul instrumentului.

Curățarea în jurul cântarului

- Îndepărtați murdăria sau praful din jurul cântarului pentru a evita contaminările ulterioare.

Curățarea pieselor amovibile

- Curățați piesa demonțată cu o lăvătă umedă sau un șervețel și un agent de curățare slab.

Curățarea cântarului

- 1 Deconectați cântarul de la adaptorul c.a./c.c.
- 2 Folosiți o lăvătă fără scame, înmulțită într-un agent de curățare slab pentru a curăța suprafața cântarului.
- 3 Îndepărtați mai întâi pulberea sau praful cu un șervețel de unică folosință.
- 4 Îndepărtați substanțele lipicioase cu o lăvătă umedă, fără scame, și un solvent slab.



Notă

Detalii utile pentru evitarea murdăririi instrumentului sunt descrise în Mettler-Toledo GmbH "Procedura standard de operare pentru curățarea unui cântar".

4.3.2 Punerea în funcțiune după curățare

- 1 Reasamblați cânțarul.
- 2 Apăsați pe **On/Off** pentru a porni cânțarul.
- 3 Încălziți cânțarul. Așteptați 1 oră pentru aclimatizare, înainte de a începe testele.
- 4 Verificați orizontalitatea, aduceți cânțarul la orizontală, dacă este necesar.
- 5 Efectuați o reglare internă.
- 6 Efectuați un test de rutină în baza regulamentelor interne ale companiei dumneavoastră. METTLER TOLEDO recomandă efectuarea unui test de repetabilitate după curățarea cânțarului.
- 7 Apăsați pe **→0/T←** pentru a aduce la zero cânțarul.
⇒ Cânțarul a fost pus în funcțiune și este pregătit pentru utilizare.

5 Depanare

Possiblele erori, precum și cauzele și modurile de remediere a acestora, sunt descrise în capitolile următoare. Dacă există erori care nu pot fi remediate prin intermediul acestor instrucțiuni, contactați METTLER TOLEDO.

5.1 Mesaje de eroare

Mesaj de eroare	Cauză posibilă	Diagnostic	Remediu
NO STABILITY	Vibrării la postul de lucru.	Amplasați paharul cu apă de la robinet pe masa de cânțărire. Vibrăriile generăză ondulații la suprafața apei.	<ul style="list-style-type: none"> • Protejați locația de cânțărire împotriva vibrărilor (amortizor al vibrărilor etc.). • Configurați parametrii de cânțărire mai puțin exact (schimbați ENVIRON. de la STABLE la STANDARD sau chiar la UNSTABLE). • Găsiți o altă locație de cânțărire (de comun acord cu clientul).
	Curent de aer din cauza unei ferestre deschise sau din cauze similare.	Asigurați-vă că fereastra este închisă.	<ul style="list-style-type: none"> • Închideți fereastra. • Configurați parametrii de cânțărire mai puțin exact (schimbați ENVIRON. de la STABLE la STANDARD sau chiar la UNSTABLE).
	Locația nu este adecvată pentru cânțărire.	–	Verificați și respectați cerințele privitoare la locație, consultați capitolul "Alegea rea locație".
	Ceva atinge talerul de cânțărire.	Verificați dacă există piese care intră în contact sau murdărie.	Scoateți piesele care intră în contact sau curătați cânțarul.
WRONG ADJUSTMENT WEIGHT	Greutate de reglare greșită.	Verificați greutatea.	Așezați greutatea corectă pe talerul de cânțărire.
REFERENCE TOO SMALL	Referința pentru numărare bucăți prea mică.	–	Creșteți greutatea de referință.
EEPROM ERROR - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	Datele din EEPROM sunt deteriorate.	–	Contactați Reprezentantul METTLER TOLEDO de relații cu clienți.

Mesaj de eroare	Cauză posibilă	Diagnostic	Remediu
WRONG CELL DATA - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	Datele celulei de cântărire defecte.	–	Contactați Reprezentantul METTLER TOLEDO de relații cu clienți.
NO STANDARD ADJUSTMENT - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	–	–	Contactați Reprezentantul METTLER TOLEDO de relații cu clienți.
PROGRAM MEMORY DEFECT - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	–	–	Contactați Reprezentantul METTLER TOLEDO de relații cu clienți.
TEMP SENSOR DEFECT - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	Adaptorul de c.a./c.c. conectat la priza de alimentare înainte de conectarea la cântar. Senzorul de temperatură al celulei de cântărire este defect.	–	Deconectați adaptorul de c.a./c.c. de la priza de alimentare și conectați mai întâi la cântar înainte de conectarea la priza de alimentare, dacă problema persistă, contactați reprezentantul METTLER TOLEDO de relații cu clienții.
WRONG LOAD CELL BRAND - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	A fost instalată o celulă de cântărire greșită.	–	Contactați Reprezentantul METTLER TOLEDO de relații cu clienți.
WRONG TYPE DATA SET - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	S-a configurat un tip de date greșit.	–	Contactați Reprezentantul METTLER TOLEDO de relații cu clienți.
BATTERY BACKUP LOST - CHECK DATE TIME SETTINGS	Bateria de rezervă/condensatorul s-a consumat. Bateria/condensatorul asigură faptul că data și ora nu se pierd atunci când cântarul este deconectat de la sursa de alimentare.	Bateria/condensatorul asigură energie suficientă pentru aproximativ 2 zile când cântarul nu este conectat la sursa de alimentare.	Conectați cântarul la sursa de alimentare pentru încărcarea bateriei (de ex. în timpul nopții) sau contactați serviciul clienti METTLER TOLEDO.
INITIAL ZERO RANGE EXCEEDED	Taler de cântărire greșit. Talerul nu este gol.	Verificați talerul de cântărire.	Montați talerul de cântărire corect sau descărcați talerul de cântărire.
BELOW INITIAL ZERO RANGE	Taler de cântărire greșit. Talerul nu este gol.	Verificați talerul de cântărire.	Montați talerul de cântărire corect.
MEM FULL	Memorie plină.	–	Eliberați memorie finalizând toate aplicațiile în cadrul cărora au loc măsurători.
FACTOR OUT OF RANGE	Factorul este în afara intervalului permis.	–	Selectați un nou factor.
STEP OUT OF RANGE	Etapa este în afara intervalului permis.	–	Selectați o nouă etapă.
OUT OF RANGE	Greutatea probei este în afara intervalului permis.	–	Descărcați talerul și încărcați o nouă greutate de probă.

5.2 Simptome de eroare

Simptom de eroare	Cauză posibilă	Diagnostic	Remediu
Afişajul este stins	Instrumentul este oprit.	–	Porniți instrumentul.
	Şteckerul nu este conectat.	Verificare	Conectați cablul de alimentare la sursa de alimentare.
	Sursa de alimentare nu este conectată la cîntar.	Verificare	Conectați sursa de alimentare.
	Sursa de alimentare este defectă.	Verificare/test	Înlocuiți sursa de alimentare.
	Sursă de alimentare greșită.	Asigurați-vă că datele de intrare de pe plăcuța de tip sunt aceleași cu valorile sursei de alimentare.	Folosiți sursa de alimentare potrivită.
	Priza de conectare de pe cîntar este corodată sau defectă.	Verificare	Contactați Reprezentantul METTLER TOLEDO de relații cu clienți.
	Afișajul este defect.	Înlocuiți afişajul.	Contactați Reprezentantul METTLER TOLEDO de relații cu clienți.
Tastele de operare nu funcționează	Tastatura este defectă.	Înlocuiți tastatura.	Contactați Reprezentantul METTLER TOLEDO de relații cu clienți.
Valoarea variază în plus sau în minus	Încăperea, mediul nu sunt potrivite.	–	<p>Recomandări de mediu</p> <ul style="list-style-type: none"> O încăpere fără ferestre și fără aer condiționat, de exemplu subsol. O singură persoană în încăperea de cîntărire. Uși glisante. Ușile standard provoacă schimbări de presiune. Fără curenti de aer în încăperea de cîntărire (verificați cu ajutorul unor fire suspendate). Fără aer condiționat (oscilații de temperatură, curenti de aer). Aclimatizați cîntarul, faceți măsurători de probă. Instrumentul este conectat neîntrerupt la sursa de alimentare cu energie electrică (24 de ore pe zi).

Simptom de eroare	Cauză posibilă	Diagnostic	Remediu
	Expunere directă la lumina soarelui sau la altă sursă de căldură.	Este disponibilă vreo formă de umbrire (jaluzele, perdele etc.)?	Alegeți locația conform capitolului "Alegerea locației" (responsabilitatea clientului).
	Proba de cântărire absoarbe umezeala sau o evaporă.	<ul style="list-style-type: none"> Rezultatul cântăririi este stabil la folosirea unei greutăți de fesṭare? Probe de cântărire sensibile, de exemplu hârtie, carton, lemn, plastic, cauciuc, lichide. 	<ul style="list-style-type: none"> Folosiți ajutoare. Acoperiți proba de cântărire.
	Proba de cântărire este încărcată electrostatic.	<ul style="list-style-type: none"> Rezultatul cântăririi este stabil la folosirea unei greutăți de fesṭare? Probe de cântărire sensibile, de exemplu plastic, pulbere, materiale izolațioare. 	<ul style="list-style-type: none"> Măriți umiditatea aerului din camera de cântărire (45%-50%). Folosiți un ionizator.
	Proba de cântărire este mai fierbinte sau mai rece decât aerul din camera de cântărire.	Operația de cântărire cu greutate de probă nu arată acest efect.	Aduceți proba de cântărire la temperatură camerei înainte de cântărire.
	Instrumentul nu a atins încă echilibrul termic.	<ul style="list-style-type: none"> A fost cumva o pană de curent? A fost deconectată sursa de alimentare? 	<ul style="list-style-type: none"> Aclimatizați instrumentul timp de cel puțin 1 oră. În funcție de condițiile climatice, extindeți această perioadă după cum este cazul. Instrumentul este pornit de cel puțin 1 oră, consultați capitolul "Date generale"
Afișajul indică încărcare excesivă sau încărcare insuficientă	Greutatea de pe talerul de cântărire depășește capacitatea de cântărire a instrumentului.	Verificați greutatea.	Reduceți greutatea de pe talerul de cântărire.
	Taler de cântărire gresit.	Ridicați sau apăsați ușor talerul de cântărire. Apare afișajul de cântărire.	Folosiți talerul de cântărire potrivit.
	Niciun taler de cântărire.	–	Instalați talerul de cântărire.
	Punct zero incorect la porning.	–	<ul style="list-style-type: none"> Oriți cântarul. Deconectați și reconectați cablul de alimentare.
Afișajul luminează intermitent 0.0000	Cabluri desprinse.	Verificați toate conexiunile cablurilor.	Conectați toate cablurile.

Simptom de eroare	Cauză posibilă	Diagnostic	Remediu
Tararea nu este posibilă	Vibrații la postul de lucru.	Afișajul este instabil. Amplasăți paharul cu apă de la robinet pe masa de cânătărire. Vibrațiile generăază ondulații la suprafața opei.	Contactați METTLER TOLEDO Reprezentantul relații cu clientii dacă problema persistă. Apăsați din nou Tarare. <ul style="list-style-type: none"> • Protejați locația de cânătărire împotriva vibrațiilor (amortizor al vibrațiilor, etc.). • Configurați parametrii de cânătărire mai puțin exact (schimbați ENVIRON. de la STABLE la STANDARD sau chiar UNSTABLE). • Găsiți o altă locație de cânătărire (de comun acord cu clientul).

5.3 Mesaje de stare/Pictograme de stare

Mesajele de stare sunt afișate prin intermediul unor pictograme mici. Pictogramele de stare indică următoarele:

Pictogramă	Descriere stare	Diagnostic	Remediu
	Service scadent.	Consultați elementul de meniu SERV.ICON în capitolul "Descrierea elementului de meniu" -> "Meniu avansat".	Contactați METTLER TOLEDO-Reprezentantul relații cu clienții.

5.4 Punerea în funcțiune după rezolvarea unei erori

După remedierea unei erorii, efectuați pașii următori pentru a pune cîntarul în funcțiune:

- Asigurați-vă că l-ați reasamblat și curățat complet.
- Reconectați cîntarul la adaptorul c.a./c.c.

6 Date tehnice

6.1 Date generale

Sursă de alimentare

Adaptor de c.a./c.c.:

Intrare: 100 – 240 V c.a. ± 10%, 50 - 60 Hz, 0,8 A, 60 – 80 VA

Cablu pentru adaptorul de c.a./c.c.:

Ieșire: 12 V c.c., 2,5 A, LPS (Limited Power Source, sursă limitată de energie)

Polaritate:

Cu 3 conductoare, cu fișă în funcție de țară



Consum de energie cîntar:

12 V c.c., 0,3 A

Protecție și standarde

Categorie de supratensiune:

II

Grad de poluare:

2

Protecție:

Protejat împotriva prafului și a apei

Standarde privind siguranță și CEM:

Consultați Declarația de conformitate

Domeniul de aplicare:

Folosiți numai în interior, în locuri uscate

Condiții de mediu

Altitudine față de nivelul mediu al mării:

Până la 4000 m

Temperatură ambientă:

+5 °C – +40 °C

Condiție de depozitare:

-25 °C – +70 °C

Umiditate relativă a aerului:

Max. 80% până la 31 °C, în scădere lineară la 50% la 40 °C, fără condens

Materiale

Carcasă:

Aluminiu turnat sub presiune, lăcuit

Taler de cântărire:

245 × 351 mm: Oțel inoxidabil X5CrNiMo 18-10 (1.4301)

Capac de protecție:

PET

7 Eliminare

În conformitate cu Directiva 2012/19/EU privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), acest dispozitiv nu poate fi eliminat ca deșeu menajer. Acest lucru este valabil și în țările din afara UE, conform cerințelor locale.



Eliminați acest produs în conformitate cu reglementările locale, la punctele de colectare specificate pentru echipamentele electrice și electronice. Dacă aveți întrebări, contactați autoritatea responsabilă sau distribuitorul de la care ați achiziționat acest dispozitiv. În cazul în care acest dispozitiv este transferat altor părți, conținutul acestei reglementări se aplică și acestora.

1 Bezpečnostné informácie

Pre tento prístroj sú dostupné dva dokumenty s názvom "Používateľská príručka" a "Návod na používanie".

- Používateľská príručka je v tlačenej podobe a dodáva sa spolu s prístrojom.
- V elektronickom návode na používanie je uvedený úplný opis prístroja a jeho používanie.
- Uchovajte obidva dokumenty pre prípad budúcej potreby.
- Pri predávaní prístroja iným stranám obidva dokumenty priložte.

Prístroj používajte výlučne v súlade s používateľskou príručkou a návodom na používanie. V prípade, že prístroj nepoužívate v súlade s týmito dokumentmi alebo ak ho zmeníte, môže dôjsť k zníženiu bezpečnosti prístroja a Mettler-Toledo GmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť.

1.1 Ďalšie platné dokumenty



Táto používateľská príručka je stručný návod, ktorý poskytuje informácie pre vykonávanie prvých krokov práce s prístrojom bezpečným a efektívnym spôsobom. Personál je pred vykonávaním akýchkoľvek pracovných úloh povinný dôkladne si preštudovať tento návod a porozumieť jeho obsahu.

Na získanie kompletných informácií si vždy pozrite návod na používanie (NP).

► www.mt.com/jp-g-RM

Vyhľadanie softvéru na prevzatie

► www.mt.com/labweighing-software-download

1.2 Definície výstražných signálov a výstražných symbolov

Bezpečnostné upozornenia obsahujú dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti. V dôsledku ignorovania týchto bezpečnostných upozornení môže dôjsť k zraneniam osôb, poškodeniu prístroja, poruchám a výkazovaniu nesprávnych výsledkov. Bezpečnostné upozornenia sú označené nasledujúcimi signálnymi slovami a výstražnými symbolmi:

Signálne slová

NEBEZPEČENSTVO Nebezpečná situácia s vysokou mierou rizika, ktorá v prípade výskytu vedie k smrteľnému alebo závažnému úrazu.

VAROVANIE Nebezpečná situácia so strednou mierou rizika, ktorá v prípade výskytu môže viesť k ľahkým zraneniam alebo smrti.

UPOZORNENIE Nebezpečná situácia s nízkou mierou rizika, ktorá v prípade výskytu môže viesť k ľahkým alebo miernym zraneniam.

OZNÁMENIE Nebezpečná situácia s nízkou mierou rizika, ktorá v prípade výskytu môže viesť k poškodeniu prístroja, inej materiálnej škode, poruchám a chybám výsledkom alebo k stratě údajov.

Výstražné symboly



Všeobecné nebezpečenstvo: Prečítajte si používateľskú príručku alebo návod na používanie, v ktorých nájdete informácie o nebezpečenstvách a výsledných opatreniach.



Zásah elektrickým prúdom



Oznámenie

1.3 Bezpečnostné poznámky vzťahujúce sa na konkrétny produkt

Určené použitie

Tento prístroj je určený na používanie vyškoleným personálom. Prístroj je určený na váženie.

Akýkoľvek iný druh používania a prevádzky presahujúci limity použitia uvedené spoločnosťou Mettler-Toledo GmbH bez súhlasu spoločnosti Mettler-Toledo GmbH sa považuje za nezamýšľaný.

Zodpovednosť vlastníka prístroja

Vlastníkom prístroja je osoba, ktorá je držiteľom vlastníckeho práva k prístroju, a ktorá prístroj používa alebo poverí inú osobu jeho používaním, alebo osobu, ktorá sa považuje zo zákona za operátora prístroja. Vlastník prístroja je zodpovedný za bezpečnosť všetkých používateľov prístroja a tretích strán.

Mettler-Toledo GmbH predpokladá, že vlastník prístroja poskytne používateľom školenie o bezpečnom používaní prístroja na pracovisku a informácie o potenciálnych rizikách. Mettler-Toledo GmbH predpokladá, že vlastník prístroja poskytne potrebný ochranný výstroj.

Bezpečnostné upozornenia



⚠ VAROVANIE

Smrť alebo vážny úraz v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Kontakt s časťami pod prúdom môže viesť k smrti alebo poraneniu.

- 1 Používajte iba napájací kábel METTLER TOLEDO a napájací adaptér navrhnutý pre prístroj.
- 2 Pripojte napájací kábel do uzemnej elektrickej zásuvky.
- 3 Všetky elektrické káble a prípojky chráňte pred kvapalinami a vlhkosťou.
- 4 Skontrolujte, či káble a elektrická zástrčka nie sú poškodené a v prípade poškodenia ich vymeňte.



OZNÁMENIE


Poškodenie alebo porucha prístroja použitím nevhodných súčasti

- Používajte len súčasti METTLER TOLEDO určené na použitie s vašim prístrojom.

Zoznam všetkých náhradných dielov a príslušenstva nájdete v návode na používanie.

2 Konštrukcia a funkcie

2.1 Displej



Ikonky aplikácií

	Ponuka zablokovaná		Aplikácia "Štatistika"
	Aktivované nastavenie ponuky		Aplikácia "Súčtovanie"
	Aplikácia "Váženie"		Aplikácia "Váženie s násobiacim koeficientom"
	Aplikácia "Počítanie kusov"		Aplikácia "Váženie s deliacim koeficientom"
	Aplikácia "Percentuálne váženie"		Aplikácia "Hustota"

Ikony aplikácií	
	Aplikácia "Kontrolné váženie"

Ked' je aplikácia spustená, zobrazí sa v hornej časti displeja príslušná ikona aplikácie.

Stavové ikony	
M	Indikuje uloženú hodnotu (pamäť)
	Justáž (kalibrácia) spustená
FACT	Aktivovaná funkcia FACT
	Diagnostika aplikácií a pravidelná skúška
W1	Rozsah váženia 1 (len modely s dvojitým rozsahom)
W2	Rozsah váženia 2 (len modely s dvojitým rozsahom)

Pole hodnoty hmotnosti a vážiacia pomôcka	
	Označuje záporné hodnoty
	Označuje nestále hodnoty
	Označuje vypočítané hodnoty
	Zátvorky označujú necertifikované čísla (len schválené modely)
	Označenie nominálnej alebo cieľovej hmotnosti
	Označenie limitu tolerancie T+
	Označenie limitu tolerancie T-

Pole jednotiek	
	g gram
	kg kilogram
	mg miligram
	ct karát
	lb libra
	oz unca
	ozt trójska unca
	GN grain
	dwt pennyweight
	mom momme
	msg mesghal
	tih hongkonský tael
	tls singapurský tael
	tlt taiwanský tael
	tola tola
	baht baht

3 Inštalácia a uvedenie do prevádzky

3.1 Výber umiestnenia

Váhy sú citlivý precízny prístroj. Miesto, na ktorom sú umiestnené, bude mať zásadný vplyv na presnosť váženia.




Požiadavky na umiestnenie

Umiestnite v interérii na stabilný stôl

Zabezpečte dostatočný rozstup

Vyrovnajte nástroj


Zabezpečte primerané osvetlenie



Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu



Zabráňte vibráciám



Zabráňte silnému prúdeniu vzduchu



Predchádzajte kolísaniam teploty



Dostatočný odstup od váh: > 15 cm okolo celého prístroja

Zohľadnite okolité podmienky. Pozrite si časť "Technické údaje".

3.2 Obsah balenia

- Miska na váženie 246 × 351 mm
- Ochranný kryt
- Adaptér AC/DC s napájacím káblom pre danú krajinu
- Užívateľská príručka
- Vyhľásenie o zhode


3.3 Rozbalenie

Otvorte balenie váhy. Skontrolujte, či váha nebola poškodená počas prepravy. V prípade reklamácie alebo chýbajúceho príslušenstva METTLER TOLEDO okamžite informujte zástupcu spoločnosti.

Uchovajte všetky časti balenia. Toto balenie zabezpečuje najlepšiu možnú ochranu pri preprave váhy.

3.4 Inštalácia komponentov

- Umiestnite nasledujúce komponenty na váhy v určenom poradí:
- Vložte misku na váženie (1) na váhu.



3.5 Pripojenie váh



VAROVANIE

Smrť alebo vážny úraz v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Kontakt s časťami pod prúdom môže viesť k smrti alebo poraneniu.

- 1 Používajte iba napájací kábel METTLER TOLEDO a napájací adaptér navrhnutý pre prístroj.
- 2 Pripojte napájací kábel do uzemnenej elektrickej zásuvky.
- 3 Všetky elektrické káble a prípojky chráňte pred kvapalinami a vlhkosťou.
- 4 Skontrolujte, či káble a elektrická zástrčka nie sú poškodené a v prípade poškodenia ich vymeňte.

oznámenie




Poškodenie napájacieho adaptéra v dôsledku prehriatia

Ak je napájací adaptér prikrytý alebo v nejakej nádobe, nie je dostatočne chladený a prehrevia sa.

- 1 Napájací adaptér neprikryvajte.
- 2 Napájací adaptér nevkladajte do nádoby.

- 1 Káble nainštalujte tak, aby sa nemohli poškodiť alebo prekážať pri prevádzke.
- 2 Pripojte konektor adaptéra AC/DC (1) do vstupu pre napájanie na prístroji.
- 3 Konektor zaistite pevným dotiahnutím vrúbkovanej matice.
- 4 Zasuňte zástrčku napájacieho kábla do uzemnej elektrickej zásuvky, ktorá je fáhko prístupná.
⇒ Váha je prípravená na používanie.



Poznámka

Napájací adaptér striedavý prúd/jednosmerný prúd vždy pripojte k váham pred pripojením k napájaniu.

Nepridájte prístroj do elektrickej zásuvky ovláданej spínačom. Prístroj sa po zapnutí musí zahriať, aby boli výsledky merania presné.

3.6 Nastavenie váhy

3.6.1 Zapnutie váhy

Na dosiahnutie presných výsledkov váženia sa musí váha pred prevádzkou zahriať. Váhy musia byť aklimatičované a pripojené k zdroju napájania po dobu aspoň 30 minút, aby sa dosiahla prevádzková teplota.


3.6.2 Vyrovnanie váhy

Presné vodorovné a stabilné umiestnenie sú základom pre opakovateľné a presné výsledky váženia.


Štyri nastaviteľné vyrovňávacie nožičky slúžia na vyrovnanie miernych nerovností na povrchu vážiaceho stola.

Váha musí byť vyrovnaná do vodorovnej polohy a justovaná vždy, keď ju prenesiete na nové miesto.

- 1 Položte váhu na požadované miesto.
- 2 Vyrovnejte váhu do vodorovnej polohy.
- 3 Otáčajte vyrovňávacie nožičky na kryte, kým sa vzduchová bublina nedostane do stredu sklíčka.



- 4 V tomto príklade otáčajte ľavé vyrovňávacie nožičky proti smeru hodinových ručičiek.



Príklad

Vzduchová bublina v polohe 12 hodín:



otočte obidve nožičky v smere chodu hodinových ručičiek.



Vzduchová bublina v polohe 3 hodiny:



otočte ľavú nožičku v smere chodu hodinových ručičiek a pravú nožičku proti smeru chodu hodinových ručičiek.



Vzduchová bublina v polohe 6 hodín:



otočne obidve nožičky proti smeru chodu hodinových ručičiek.



Vzduchová bublina v polohe 9 hodín:



otočte ľavú nožičku proti smeru chodu hodinových ručičiek a pravú nožičku v smere chodu hodinových ručičiek.



3.6.3 Justáž váh

Na dosiahnutie presných výsledkov váženia je nutné nastaviť váhu tak, aby sa zohľadnilo gravitačné zrýchlenie na mieste použitia. Závisí taktiež od podmienok okolia. Keď sa dosiahne prevádzková teplota, justáž je potrebná v nasledujúcich prípadoch:

- Pred prvým použitím váhy.
- Keď bola váha odpojená od napájania alebo v prípade výpadku prúdu.
- Po výrazných zmenách prostredia, napríklad teplota, vlhkosť, prieval vzduchu alebo vibrácie.
- V pravidelných intervaloch počas servisu váženia.



Na získanie ďalších informácií si pozrite návod na používanie (NP).

► www.mt.com/jp-g-RM


3.7 Výkon jednoduchého váženia



Aplikácia váženia vám umožní vykonávať jednoduché váženia a zrýchliť proces váženia.

Ak váha nie je v režime váženia, stlačte a podržte tlačidlo $\Delta\Delta$, kým sa na displeji nezobrazí **WEIGHING**. Uvoľnite tlačidlo. Váha je v režime váženia a nastavená na nulovú hodnotu.


- 1 Na vynulovanie váh stlačte $\rightarrow 0 \leftarrow$
- 2 Položte vzorku na misku na váženie.
- 3 Počkajte, kým nezmizne detektor **O** nestability.
- 4 Odčítajte výsledok.



Vynulovanie

Tlačidlo vynulovania →0/T← použite skôr, ako začnete vážiť.


- 1 Odoberte z váh záfaž.
- 2 Na vynulovanie váhy stlačte →0/T←.
Všetky hodnoty hmotnosti sú merané vo vzťahu k tomuto nulovému bodu.



Tarovanie


Ak pracujete s nádobou na váženie, najskôr nastavte váhy na nulu.

- 1 Položte prázdnu nádobu na misku na váženie.
⇒ Zobrazí sa hmotnosť.
- 2 Na vynulovanie váhy stlačte →0/T←.
⇒ Na displeji sa zobrazí **0,00 g**.
- 3 Položte vzorku do nádoby.
⇒ Na displeji sa zobrazí výsledok.
- Po odstránení nádoby z váhy sa zobrazí tarovaná hmotnosť ako záporná hodnota.
- Tarovaná hmotnosť zostane uložená, až kým znova nesťlačíte tlačidlo →0/T← alebo nevypnete váhy.



Vypnutie

- Stlačte a podržte tlačidlo **Off (Vyp.)**, kým sa na displeji nezobrazí **SHUTOFF**. Uvoľnite tlačidlo.
- ⇒ Váha sa prepne do pohotovostného režimu.
- Po zapnutí z pohotovostného režimu váha nepotrebuje čas na zahriatie a je okamžite pripravená na váženie.
- Ak sa váha po prednastavenom čase vyplá, displej bude slabo svietiť a zobrazovať dátum, čas, maximálne zaťaženie a odčítateľnosť.
- Ak ste váhu vypli ručne, displej je vypnutý.
- Ak chcete váhu napájanú zo zdroja napájania úplne vypnúť, musíte ju odpojiť od zdroja napájania.



V súlade s legislatívou na obchodné účely

Pohotovostný režim nie je k dispozícii na schválených váhach (k dispozícii iba vo vybraných krajinách).

Na získanie ďalších informácií si pozrite návod na používanie (NP).



► www.mt.com/jp-g-RM

3.8 Preprava váhy

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo **ON/OFF** (Zap./Vyp.)
- 2 Pripojte váhy k adaptéru jednosmerného prúdu/striedavého prúdu.
- 3 Odpojte všetky káble rozhrania.


3.8.1 Preprava na krátke vzdialenosť

Pri preprave váhy na krátku vzdialenosť na nové miesto postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

- 1 Držte váhu obidvomi rukami, ako je znázornené.
- 2 Opatrne zdvihnite váhu a zaneste ju na nové miesto.

Ak chcete váhu uviesť do prevádzky, postupujte nasledovne:

- 1 Pripojte ju v opačnom poradí.
- 2 Vyrovnejte váhu.
- 3 Vykonalajte vnútornú justáž.



3.8.2 Preprava na dlhé vzdialosti

Pri preprave váhy na dlhé vzdialnosti vždy používajte pôvodný obal.

3.8.3 Balenie a skladovanie

Balenie

Odložte všetky súčasti balenia na bezpečné miesto. Súčasti originálneho balenia boli vyvinuté špeciálne pre danú váhu a jej komponenty pre zaistenie maximálnej ochrany počas prepravy alebo skladovania.

Skladovanie

Váhu skladujte pri týchto podmienkach:

- v interiéri a v originálnom balení.
- Ďalšie informácie o súlade s podmienkami okolitého prostredia nájdete v časti "Technické údaje".
- Pri skladovaní dlhšie ako šesť mesiacov sa môže nabíjateľná batéria úplne vybiť (strati sa dátum a čas).

4 Údržba

Na zaručenie funkčnosti váhy a správnosti výsledkov váženia musí používateľ vykonávať množstvo úkonov údržby.

4.1 Tabuľka údržby

Úkon údržby	Odporučaný interval	Poznámky
Vykonanie vnútornej justáže	<ul style="list-style-type: none"> • Denne • Po čistení • Po vyrovnaní • Po zmene umiestnenia 	pozrite si kapitolu "Plnoautomatiké nastavenie FACT"
Vykonávanie pravidelných testov (test citlivosti, test opakovateľnosti). METTLER TOLEDO odporúča vykonávať aspoň test citlivosti.	<ul style="list-style-type: none"> • Po čistení 	pozrite nižšie
Čistenie	V závislosti od stupňa znečistenia alebo vnútorných predpisov (SOP) vyčistite prístroj: <ul style="list-style-type: none"> • Po každom použití • Po každej výmene vzorky 	pozrite kapitolu "Čistenie váhy"

4.2 Vykonanie pravidelných testov

Existuje niekoľko pravidelných testov. V závislosti od internej regulácie musí používateľ vykonať špecifický pravidelný test.

METTLER TOLEDO po vyčistení a opäťovnom zostavení váhy sa odporúča vykonať test citlivosti.

Ak chcete vykonať pravidelný test, postupujte podľa popisu uvedeného v kapitole "Pravidelná skúška aplikácie".



Na získanie ďalších informácií si pozrite návod na používanie (NP).

► www.mt.com/jp-g-RM

4.3 Čistenie



Na získanie ďalších informácií si pozrite návod na používanie (NP).

► www.mt.com/jp-g-RM



VAROVANIE

Smrť alebo vážny úraz v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Kontakt s časťami pod prúdom môže viesť k poraneniu a smrti.

- Pred čistením a údržbou odpojte prístroj od zdroja napájania.
- Zabezpečte, aby do prístroja, terminálu alebo napájacieho adaptéra neprenikli žiadne kvapaliny.

4.3.1 Čistenie váhy



OZNÁMENIE

Poškodenie v dôsledku nesprávneho čistenia

Nesprávnym čistením sa môžu poškodiť snímač zaťaženia alebo iné dôležité súčasti.

- Nepoužívajte žiadne iné čistiace prostriedky než tie, ktoré sú uvedené v "návode na používanie" alebo "príručke na čistenie".
- Na prístroj nestrieckajte ani nevyylievajte žiadne kvapaliny. Vždy použite navlhčenú handričku alebo utierku neuvolňujúcu vlákna.
- Časti prístroja vždy utierajte zvnútra smerom von.

Čistenie okolia váh

- Odstráňte všetky nečistoty a prach z okolia váh a zabráňte ďalšiemu znečisteniu.

Čistenie odnímateľných dielov

- Odnímateľné diely vyčistite použitím handričky alebo utierky navlhčenej jemným čistiacim prostriedkom.

Čistenie váh

- Pripojte váhy k adaptéru jednosmerného prúdu/striedavého prúdu.
- Použite handričku neuvolňujúcu vlákna namočenú do jemného čistiaceho prostriedku na vyčistenie povrchu váh.
- Najprv použitím jednorazovej utierky odstráňte prášok alebo prach.
- Lepkavé látky odstráňte pomocou handričky neuvolňujúcej vlákna navlhčenou jemným rozpúšťadlom.



Poznámka

Užitočné informácie o ochrane prístroja pred znečistením sú uvedené v prevádzkovej smernici spoločnosti Mettler-Toledo GmbH "o čistení váh".

4.3.2 Uvedenie do prevádzky po vyčistení

- 1 Váhu znova zostavte.
 - 2 Sťačením tlačidla **On/Off** zapnite váhu.
 - 3 Zohrejte váhu. Pred začiatím vykonávania testovania počkajte 1 h na aklimatizáciu.
 - 4 Skontrolujte stav vyravnania a v prípade potreby váhu vyravnajte.
 - 5 Vykonajte vnútornú justáž.
 - 6 Vykonajte pravidelný test podľa vnútorných predpisov vašej spoločnosti. METTLER TOLEDO odporúča vykonáť test opakovateľnosti po vyčistení váhy.
 - 7 Na vynulovanie váhy stlačte →0/T←.
- ⇒ Váha bola uvedená do prevádzky a je pripravená na použitie.

5 Riešenie problémov

V ďalšej kapitole sú opísané možné poruchy spolu s ich príčinami a postupom pri odstránení. Ak nastanú poruchy, ktoré nie je možné odstrániť podľa pokynov nižšie, obráťte sa na spoločnosť METTLER TOLEDO.

5.1 Chybové hlásenia

Chybové hlásenie	Možná príčina	Diagnostika	Náprava
NO STABILITY	Vibrácie na pracovisku.	Na stôl na váženie položte kadičku s vodou. Vibrácie spôsobia vlnenie na hladine vody.	<ul style="list-style-type: none"> • Chráňte miesto na váženie pred vibráciami (tlmič vibrácií atď.). • Vykonajte hrubé nastavenie parametrov váženia (zmeniť ENVIRON. z STABLE na STANDARD alebo do konca UNSTABLE). • Nájdite iné miesto na váženie (po odsúhljení so zákazníkom).
	Prúdenie vzduchu kvôli otvorenému oknu alebo podobnej príčine.	Uistite sa, že okno je zatvorené.	<ul style="list-style-type: none"> • Zatvorte okno. • Vykonajte hrubé nastavenie parametrov váženia (zmeniť ENVIRON. z STABLE na STANDARD alebo do konca UNSTABLE).
	Umiestnenie nie je vhodné na váženie.	–	Skontrolujte a dodržiavajte požiadavky na umiestnenie, pozrite si časť "Výber umiestnenia".
	Niečo sa dotýka misky na váženie.	Skontrolujte, či sa tu nenachádzajú dotýkajúce sa predmety alebo nečistoty.	Odstráňte dotýkajúce sa predmety alebo výčistite váhu.
WRONG ADJUSTMENT WEIGHT	Nesprávne nastavenie váhy.	Skontrolujte váhu.	Položte správne závažie na misku na váženie.
REFERENCE TOO SMALL	Referencia pre počítanie kusov je príliš malá.	–	Zvyšte hmotnosť referenčného závažia.
EEPROM ERROR - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	Poškodené údaje v EEPROM.	–	Kontaktuje vašu METTLER TOLEDO službu zákazníkom.

Chybové hlásenie	Možná príčina	Diagnostika	Náprava
WRONG CELL DATA - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	Chybné údaje snímača zaťaženia.	–	Kontaktujte vašu METTLER TOLEDO službu zákazníkom.
NO STANDARD ADJUSTMENT - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	–	–	Kontaktujte vašu METTLER TOLEDO službu zákazníkom.
PROGRAM MEMORY DEFECT - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	–	–	Kontaktujte vašu METTLER TOLEDO službu zákazníkom.
TEMP SENSOR DEFECT - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	Napájací adaptér pre striedavý/jednosmerný prúd pripojený k napájaniu pred pripojením k váhe. Chyba snímača teploty alebo snímača zaťaženia.	–	Odpojte napájací adaptér striedavý prúd/jednosmerný prúd, najskôr ho pripojte k váhe, až potom k napájaniu, ak problém pretrváva, obráťte sa na vašu METTLER TOLEDO službu zákazníkom.
WRONG LOAD CELL BRAND - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	Nainštalovaný nesprávny snímač zaťaženia.	–	Kontaktujte vašu METTLER TOLEDO službu zákazníkom.
WRONG TYPE DATA SET - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	Nesprávny súbor údajov.	–	Kontaktujte vašu METTLER TOLEDO službu zákazníkom.
BATTERY BACKUP LOST - CHECK DATE TIME SETTINGS	Záložná batéria/kondenzátor je vybitý. Táto batéria/kondenzátor zabezpečuje, že nedôjde k vymazaniu dátumu a času pri odpojení výhry od napájania.	Batéria/kondenzátor zabezpečuje dostatočné napájanie približne 2 dni, ak váha nie je pripojená k zdroju napájania.	Pre nabítie batérie pripojte váhu k zdroju napájania (napr.v noci) alebo kontaktujte METTLER TOLEDO službu zákazníkom.
INITIAL ZERO RANGE EXCEEDED	Nesprávna miska na váženie. Miska nie je prázdna.	Skontrolujte misku na váženie.	Namontujte správnu misku na váženie alebo vyprázdnite misku na váženie.
BELOW INITIAL ZERO RANGE	Nesprávna miska na váženie. Miska nie je prázdna.	Skontrolujte misku na váženie.	Namontujte správnu misku na váženie.
MEM FULL	Plná pamäť.	–	Vyčistite pamäť prostredníctvom ukončenia všetkých aplikácií, v ktorých sa vykonáva meranie.
FACTOR OUT OF RANGE	Faktor je mimo povoleného rozsahu.	–	Zvolte nový faktor.
STEP OUT OF RANGE	Krok je mimo povoleného rozsahu.	–	Zvolte nový krok.
OUT OF RANGE	Hmotnosť vzorky je mimo povoleného rozsahu.	–	Vyprázdnite misku a položte vzorku s novou hmotnosťou.

5.2 Príznaky chýb

Príznak poruchy	Možná príčina	Diagnostika	Náprava
Displej je tmavý.	Prístroj je vypnutý.	–	Zapnite prístroj.
	Elektrická zástrčka nie je pripojená.	Skontrolujte	Pripojte napájací kábel k zdroju napájania.
	Zdroj napájania nie je pripojený k váhe.	Skontrolujte	Pripojte zdroj napájania.
	Zdroj napájania je poškodený.	Skontrolujte/otestujte	Vymeňte zdroj napájania.
	Nesprávny zdroj napájania.	Skontrolujte, či vstupné údaje na typovom štítku zodpovedajú hodnotám vášho zdroja napájania.	Použite správny zdroj napájania.
	Konektorová zásuvka na váhe je zhordzavená alebo poškodená.	Skontrolujte	Kontaktuje vašu METTLER TOLEDO službu zákazníkom.
Ovládacie tlačidlá nefungujú	Displej je poškodený.	Vymeňte displej.	Kontaktuje vašu METTLER TOLEDO službu zákazníkom.
	Klávesnica je poškodená.	Vymeňte klávesnicu.	Kontaktuje vašu METTLER TOLEDO službu zákazníkom.
Hodnota má stúpajúcú alebo klesajúcú tendenciu	Miestnosť, prostredie nie sú vhodné.	–	<p>Odporúčania pre okolité prostredie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miestnosť bez okien a klimatizácie, napríklad sušerén. • Len jedna osoba v miestnosti na váženie. • Posuvné dvere. Štandardné dvere môžu spôsobovať zmeny tlaku. • Žiadne prúdenie v miestnosti na váženie (skontrolujte so zdvihnými závitmi). • Žiadna klimatizácia (oskľácia teploty, prúdenie). • Nechajte váhu aklimatizovať, vykonajte formálne (fiktívne) merania. • Prístroj je nepretržite pripojený k zdroju napájania (24 h denne).
	Priame slnečné žiarenie alebo iný tepelný zdroj.	Je k dispozícii nejaké tielenie (rolety, závesy a pod.)?	Vyberte umiestnenie podľa časti "Výber umiestnenia" (povinnosť zákazníka).

Príznak poruchy	Možná príčina	Diagnostika	Náprava
	Vážená vzorka absorbuje vlhkosť, alebo sa z nej odparuje vlhkosť.	<ul style="list-style-type: none"> Je výsledok váženia s použitím testovacieho závažia stabilný? Citlivé vzorky na váženie, napr. papier, kartón, drevo, plast, guma, kvapaliny. 	<ul style="list-style-type: none"> Použite pomôcky. Vážiacu vzorku zakryte.
	Vážená vzorka má elektrostatický náboj.	<ul style="list-style-type: none"> Je výsledok váženia s použitím testovacieho závažia stabilný? Citlivé vzorky na váženie, napr. plast, prášok, izolačné materiály. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšte vlhkosť vzduchu vo vážiacej komore (45 % - 50 %). Použite ionizátor.
	Vážená vzorka je teplejšia alebo chladnejšia ako vzduch vo vážiacej komore.	Počas operácie váženia s testovacím závažím sa tento efekt neukazuje.	Pred vážením nechajte váženú vzorku pri izbovej teplote.
	Prístroj ešte nedosiahol teplofónu rovnováhu.	<ul style="list-style-type: none"> Došlo k výpadku napájania? Došlo k odpojeniu zdroja napájania? 	<ul style="list-style-type: none"> Nechajte prístroj aklimatizať aspoň 1 hodinu. V závislosti od klimatických podmienok toto obdobie primerane predlžte. Prístroj zapnutý aspoň na 1 hodinu, prečítajte si časť "Všeobecné údaje".
Na displeji sa zobrazí preťaženie/nedostatočné zaťaženie.	Hmotnosť na miske na váženie prekračuje vážiacu kapacitu prístroja.	Skontrolujte váhu.	Znižte hmotnosť na miske na váženie.
	Nesprávna miska na váženie.	Mierne nadvihnite alebo zatlačte misku na váženie. Objaví sa displej váhy.	Použite správnu misku na váženie.
	Žiadna miska na váženie.	–	Nainštalujte misku na váženie.
	Nesprávny nulový bod pri zapnutí.	–	<ul style="list-style-type: none"> Vypnite váhu. Odpojte a znova pripojte napájací kábel.
Na displeji bliká 0,0000	Uvoľnené káble.	Skontrolujte všetky pripojenia káblor.	<p>Pripojte všetky káble.</p> <p>Ak problém pretrváva, obráťte sa na vašu METTLER TOLEDO službu zákazníkom.</p>
Tarovanie nie je možné	Vibrácie na pracovisku.	<p>Nestabilný displej.</p> <p>Na stôl na váženie položte kadičku s vodou. Vibrácie spôsobia vlnenie na hladine vody.</p>	<p>Opäť stlačte Tara.</p> <ul style="list-style-type: none"> Chráňte miesto na váženie pred vibráciami (tlmič vibrácií atď.). Vykonalje hrubé nastavenie parametrov váženia (zmeňte EN-)

Príznak poruchy	Možná príčina	Diagnostika	Náprava
			<p>VIRON. z STABLE na STANDARD alebo do-konca UNSTABLE.</p> <ul style="list-style-type: none">• Najdite iné miesto na váženie (po odsú-hlasení so zákazníkom).

5.3 Stavové hlásenia/stavové ikony

Stavové hlásenia sa zobrazia pomocou malých ikon. Stavové ikony ukazujú nasledovné:

Ikona	Popis stavu	Diagnostika	Náprava
	Potreba servisu.	Pozrite si tému ponuky SERV.ICON v kapitole ""Popis témy ponuky"" -> ""Rozšírená ponuka"".	Obráťte sa na vášho zástupcu METTLER TOLEDO-pre podporu.

5.4 Uvedenie do prevádzky po oprave chyby

Po odstránení chyby vykonajte nasledujúce kroky, aby ste uviedli váhy do prevádzky:

- Uistite sa, že váhy sú kompletnie zostavené a vyčistené.
- Znova pripojte váhy k adaptéru AC/DC.

6 Technické údaje

6.1 Všeobecné údaje

Napájanie

Napájací adaptér AC/DC:

Vstup: 100 – 240 V AC ± 10 %, 50 – 60 Hz, 0,8 A, 60 – 80 VA

Kábel pre napájací adaptér AC/DC:

Výstup: 12 V DC, 2,5 A, LPS (obmedzený zdroj napájania)

Polarita:

3-žilový so zástrčkou špecifickou podľa krajiny

Spotreba energie váh:

12 V DC, 0,3 A

Ochrana a normy

Kategória prepäťia:

II

Stupeň znečistenia:

2

Ochrana:

Chránené proti prachu a vode

Normy v oblasti bezpečnosti a EMC:

Pozrite Vyhlásenie o zhode

Rozsah použitia:

Používajte iba v interiéri v suchom prostredí

Okolité podmienky

Nadmorská výška:

do 4000 m

Teplota prostredia:

+5 °C – +40 °C

Podmienky skladovania:

-25 °C – +70 °C

Relatívna vlhkosť vzduchu:

Max. 80 % do 31 °C, lineárny pokles na 50 % pri 40 °C, nekondenzujúca

Materiály

Kryt:

Lakovaný tlakovo liaty hliník

Miska na vázenie:

245 × 351 mm: Nehrdzavejúca ocel X5CrNiMo 18-10 (1.4301)

Ochranný kryt:

PET

7 Likvidácia

V súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) sa toto zariadenie nemôže likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Táto požiadavka sa zároveň vzťahuje na krajiny mimo EÚ podľa ich osobitých požiadaviek.



Vykonajte likvidáciu tohto produktu v súlade s miestnymi nariadeniami na zbernom mieste určenom pre elektrické a elektronické zariadenia. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na zodpovedný orgán alebo predajcu, od ktorého ste toto zariadenie zakúpili. V prípade odovzdania tohto zariadenia iným subjektom je taktiež nutné dodržiavať ustanovenia tohto nariadenia.

1 Säkerhetsinformation

TVÅ dokument som heter "User Manual" ("Användarmanual") och "Reference Manual" ("Referensmanual") finns tillgängliga för detta instrument.

- Användarmanualen är i tryckt format och medföljer instrumentet.
- Den elektroniska referensmanuallen innehåller en fullständig beskrivning av instrumentet och hur man använder det.
- Spara båda dokumenten för framtida bruk.
- Om du lämnar instrumentet vidare till någon annan part ska du inkludera båda dokumenten.

Använd endast instrumentet på det sätt som beskrivs i användarmanualen och referensmanuallen. Om du inte använder instrumentet på det sätt som beskrivs i de här dokumenten eller om du utför några ändringar på det kan det inverka negativt på användarens säkerhet och Mettler-Toledo GmbH frånsäger sig allt ansvar.

1.1 Ytterligare relevanta dokument



Denna användarhandbok ger korrfattad information om hur du använder instrumentet på ett säkert och effektivt sätt. All personal måste ha läst och förstått innehållet i denna handbok innan de använder enheten.

Mer information finns i referenshandboken.

► www.mt.com/jp-g-RM

Sökning efter programvara att ladda ned

► www.mt.com/labweighing-software-download

1.2 Förklaring av uppmärksamhetsord och varningssymboler

Säkerhetsanvisningarna innehåller viktig information gällande säkerhet. Om säkerhetsanvisningarna inte beaktas kan det leda till personskador, skador på instrumentet, funktionsfel eller felaktiga resultat. Säkerhetsanvisningarna är märkta med följande signalord och varningssymboler:

Signalord

FARA En riskfylld situation med hög risk som leder till dödsfall eller allvarliga personskador om situationen inte undviks.

VARNING En riskfylld situation med medelstor risk som eventuellt kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador om situationen inte undviks.

OBSERVERA En riskfylld situation med låg risk som kan leda till mindre eller måttliga personskador om situationen inte undviks.

OBS En riskfylld situation med låg risk som kan leda till skador på instrumentet, andra materialskador, funktionsfel och felaktiga resultat eller förlust av data.

Varningssymboler



Allmän risk: information om faror och nödvändiga åtgärder finns i användarhandboken och referenshandboken.



Elastöt



Obs!

1.3 Produktspecifika säkerhetsanvisningar

Avsedd användning

Detta instrument är avsett att användas av utbildad personal. Instrumentet ska användas för vägning.

All annan typ av användning utöver det som anges av Mettler-Toledo GmbH utan medgivande från Mettler-Toledo GmbH anses som icke avsedd användning.

Instrumentägarens ansvarsskyldigheter

Instrumentägaren är den person som innehar äganderätten till instrumentet och som använder instrumentet eller ger andra personer behörighet att använda det, alternativt den person som enligt lag är instrumentets operatör. Instrumentägaren ansvarar för alla användares och tredje parts säkerhet.

Mettler-Toledo GmbH utgår från att instrumentägaren utbildar alla användare i hur instrumentet ska användas på ett säkert sätt på den aktuella arbetsplatsen samt hanterar alla potentiella risker och faror. Mettler-Toledo GmbH utgår från att instrumentägaren tillhandahåller all nödvändig skyddsutrustning.

Säkerhetsanvisningar



VARNING

Risk för dödsfall eller allvarlig personskada till följd av elektrisk stöt

Kontakt med strömförande delar kan leda till dödsfall eller personskada.

- 1 Använd endast den METTLER TOLEDO-strömkabel och den nätkonfektion som är utformade för instrumentet.
- 2 Anslut strömkabeln till ett jordat vägguttag.
- 3 Håll alla elkablar och anslutningar på avstånd från vätskor och fukt.
- 4 Kontrollera kablarna och elkontakten med avseende på skador.



OBS


Skada på instrumentet eller funktionsfel på grund av användning av olämpliga delar

- Använd endast delar från METTLER TOLEDO som är avsedda för instrumentet.

En lista över reservdelar och tillbehör finns i referenshandboken.

2 Konstruktion och funktion

2.1 Display



Applikationsikoner

	Meny låst		Applikation för statistik
	Menyinställning aktiverad		Applikation för summering
	Applikation för vägning		Applikation för multiplikationsfaktor
	Applikation för antalsräkning		Applikation för divisionsfaktor
	Applikation för procentvägning		Applikation för densitet

Applikationsikoner

Applikation för kontrollvägning

När en applikation är igång visas motsvarande applikationsikon högst upp i displayen.

Statusikoner

M	Anger lagrat värde (minne)		Servicepåminnelse
	Justeringar (kalibrering) startade		Tangentljud aktiverat
FACT	FACT aktiverat	W1	Vägningsintervall 1 (endast modeller med dubbeltintervall)
	Applikationer för diagnostik och rutintest	W2	Vägningsintervall 2 (endast modeller med dubbeltintervall)

Viktvärdefält och invägningshjälp

	Indikerar negativa värden		Hakparenteser för att indikera icke-certifierade siffror (endast godkända modeller)
	Indikerar instabila värden		Markering av nominell vikt eller målvikt
	Indikerar beräknade värden		Markering av toleransgräns T+
			Markering av toleransgräns T-

Enhetsfält

	g	gram	ozt	troy ounce	tls	tael (Singapore)
	kg	kilogram	GN	grain	tlt	tael (Taiwan)
	mg	milligram	dwt	pennyweight	tola	tola
	ct	carat	mom	momme	bah	bah
	lb	pound	msg	mesghal		
	oz	ounce	tlh	tael (Hongkong)		

3 Installation och idrifttagning

3.1 Val av plats

En våg är ett känsligt precisionsinstrument. Uppställningsplatsen har stort inflytande på hur exakta vägningssresultaten blir.



Krav för installation

Placera inomhus på ett stabilt bord

Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme

Nivellera instrumentet

Se till att belysningen är tillräckligt bra



Instrumentet får inte ut-
sättas för direkt solljus



Instrumentet får inte ut-
sättas för vibrationer



Instrumentet får inte ut-
sättas för kraftiga vind-
drag



Instrumentet får inte ut-
sättas för temperaturvaria-
tioner



Tillräckligt avstånd för vågar: > 15 cm runt om instrumentet

Beakta miljötörhållanden. Se "Tekniska uppgifter".

3.2 Ingår i leveransen

- Vägskål 246 x 351 mm
- Skyddshölje
- Nätadapter med landsspecifik strömkabel
- Användarhandbok
- Försäkran om överensstämmelse


3.3 Uppackning

Öppna förpackningen med vågen. Kontrollera vågen avseende transportskador. Rapportera omedelbart eventuella klagomål eller saknade tillbehör till din METTLER TOLEDO-representant.

Spara alla delar av förpackningen. Denna förpackning ger bästa möjliga skydd för vågen vid transport.

3.4 Installera komponenterna

- Placera följande komponenter på vågen i den angivna ordningen:
- Placera vägskålen (1) på vågen.



3.5 Ansluta vågen



VARNING

Risk för dödsfall eller allvarlig personskada till följd av elektrisk stöt

Kontakt med strömförande delar kan leda till dödsfall eller personskada.

- 1 Använd endast den METTLER TOLEDO-strömkabel och den nätadapter som är utformade för instrumentet.
- 2 Anslut strömkabeln till ett jordat vägguttag.
- 3 Håll alla elkablar och anslutningar på avstånd från vätskor och fukt.
- 4 Kontrollera kablarna och elkontakten med avseende på skador.




OBS

Risk för skada på nätdaptern på grund av överhettning

- Om nätdaptern är överväkt eller ligger i en behållare kommer den att överhettas.
- 1 Täck inte över nätdaptern.
 - 2 Placera inte nätdaptern i en behållare.

- 1 Installera kablarna på ett sådant sätt att de inte kan skadas eller störa användningen.
 - 2 Sätt i nätdapterns stickkontakt (1) i uttaget på instrumentet.
 - 3 Se till att kontakten sitter ordentligt fast genom att dra åt den räfflade muttern hårt.
 - 4 Sätt i strömkabeln kontakt i ett jordat eluttag som är lättåtkomligt.
- ⇒ Vägen är nu redo för användning.



Anteckning

Anslut alltid nätdaptern till vägen före anslutning till strömförserjningen.

Anslut inte instrumentet till ett eluttag som styrs av en strömbrytare. När du har slagit på instrumentet måste det värmas upp innan det kan ge exakta resultat.

3.6 Förbereda vägen

3.6.1 Starta vägen

Innan du börjar använda vägen måste den värmas upp så att vägningsresultaten blir exakta. För att kunna nå drifttemperatur måste vägen vara acklimatiserad och ansluten till strömförserjningen i minst 30 minuter.


3.6.2 Nivellera vägen

En precis horisontell och stabil placering är av största vikt för repeterbara och korrekta vägningsresultat.


Det finns fyra justerbara nivelleringsfötter för att kompensera för små ojämnheter på vägningsbänkens yta.

Vägen måste nivelleras och justeras varje gång den flyttas till en ny plats.

- 1 Placera vägen på den valda platsen.
- 2 Rikta in vägen horisontellt.
- 3 Vrid på nivelleringsfötterna på höljet tills luftbubblan befinner sig i mitten av glaset.



- 4 I detta exempel ska du vrida de vänstra nivelleringsfötterna moturs.



Exempel

Luftbubbla vid klockan 12:



vrid båda fötterna medurs.



Luftbubble vid klockan 3:


vrid vänster fot medurs, höger fot moturs.




Luftbubble vid klockan 6:


vrid båda fötterna moturs.



Luftbubble vid klockan 9:


vrid vänster fot moturs, höger fot medurs.



3.6.3 Justera vägen

För att uppnå korrekta vägningssresultat måste vägen justeras efter tyngdaccelerationen på platsen där den ska användas. Även omgivningsförhållandena inverkar. Efter att drifttemperaturen har uppnåtts är det viktigt att justera vägen i följande fall:

- Innan vägen används för första gången.
- Om vägen har kopplats bort från strömförsörjningen och efter ett strömbrott.
- Efter avsevärda förändringar i omgivningen, t.ex. temperatur, luftfuktighet, luftdrag eller vibrationer.
- Med jämna mellanrum i samband med service av vägen.



Mer information finns i referenshandboken.

► www.mt.com/jp-g-RM


3.7 Utföra enkel vägning



Vägningssapplikationen gör det möjligt för dig att utföra enkla vägningar och snabba upp vägningssprocessen.

Om vägen inte är i vägningssläge håller du  intryckt tills **WEIGHING** visas i displayen. Släpp tangenten. Vägen är nu i vägningssläge och nollställd.


- 1 Tryck på   för att nollställa vägen
- 2 Placera provet i vägskålen.
- 3 Vänta tills instabilitetsdetektorn  försvinner.
- 4 Läs av resultatet.



Nollställning

Använd nollställningstangenten →0/T← innan du påbörjar vägning.


- 1 Ta bort all last från vågen.
- 2 Tryck på →0/T← för att nollställa vågen.
Alla viktvärden mäts i förhållande till denna nollpunkt.



Tarering


Om du arbetar med en vägningssbehållare ska du först nollställa vågen.

- 1 Placera den tomta behållaren på vågskålen.
 - ⇒ Vikten visas.
- 2 Tryck på →0/T← för att nollställa vågen.
 - ⇒ 0.00 g visas i displayen.
- 3 Placera provet i behållaren.
 - ⇒ Resultatet visas i displayen.
- Om behållaren avlägsnas från vågen, visas den tarerade vikten som ett negativt värde.
- Den tarerade vikten lagras tills du trycker ner tangenten →0/T← igen eller vågen stängs av.



Stänga av

- Håll knappen **Off** intryckt tills **SHUTOFF** visas i displayen. Släpp tangenten.
- ⇒ Vågen övergår till standbyläge.
- När vågen släps på från standbyläge, behöver den inte värmars upp och är omedelbart redo för vägning.
- Om vågen har stängts av efter en förinställd tid lyser displayen med svagt sken och visar datum, tid, maximal vikt och avläsbarhet.
- Om vågen har stängts av manuellt, stängs displayen av.
- Om du vill stänga av en våg som drivs via en nätenhet fullständigt måste du koppla bort den från strömförseringen.



Handelsgodkänd

Standbyläget är inte tillgängligt för godkända vågar (endast tillgängliga i vissa länder).



Mer information finns i referenshandboken.

► www.mt.com/jp-g-RM

3.8 Transportera vågen

- 1 Håll knappen **ON/OFF** intryckt.
- 2 Koppla från nätagtadern från vågen.
- 3 Koppla ur alla gränssnittskablar.


3.8.1 Transport – korta sträckor

Om vågen ska flyttas en kort sträcka till en plats, följ nedanstående instruktioner.

- 1 Håll vågen med båda händerna som bilden visar.
- 2 Lyft försiktigt upp vågen och bär den till den nya platsen.

Om du vill ta vågen i bruk, gör följande:

- 1 Anslut enheten i omvänt ordning.
- 2 Nivellera vågen.
- 3 Utför en intern justering.



3.8.2 Längre transporter

Vid transport av vågen över längre sträckor ska originalförpackningen alltid användas.

3.8.3 Paketering och förvaring

Förpackning

Spara allt emballagematerial på en säker plats. Originalförpackningens delar har utformats specifikt för vågen och dess komponenter och säkerställer maximalt skydd under transport och förvaring.

Förvaring

Förvara vågen enligt följande:

- inomhus och i originalförpackningen
- För miljövillkor: se kapitlet "Tekniska uppgifter".
- vid förvaring under längre tid än sex månader kan det uppladdningsbara batteriet laddas ur (det enda som händer är att datum- och tidsinställningarna försvinner).

4 Underhåll

För att garantera att vågen fungerar som den ska och att den ger korrekta vägningsresultat måste användaren utföra ett antal underhållsåtgärder.

4.1 Tabell över underhållsåtgärder

Underhållsåtgärd	Rekommenderat intervall	Anmärkningar
Utföra en intern justering	<ul style="list-style-type: none"> • Dagligen • Efter rengöring • Efter nivellerering • Efter flytt till annan plats 	se avsnittet "Helautomatisk justering – FACT"
Utföra rutintester (känselighetstest, repeterbarhets-test). METTLER TOLEDO rekommenderar utförande av åtminstone ett känselighetstest.	<ul style="list-style-type: none"> • Efter rengöring 	se nedan
Rengöring	Rengör instrumentet i enlighet med graden av nedsmutsning och enligt de interna standardrutinerna (SOP). <ul style="list-style-type: none"> • Efter varje användning • Efter byte av prov 	se kapitlet "Rengöra vågen"

4.2 Utföra rutintester

Det finns flera rutintester som kan utföras. Användaren ska utföra rutintester enligt de anläggningsspecifika riktlinjerna.

METTLER TOLEDO rekommenderar att ett känslighetstest utförs efter rengöring och återmontering av vågen.

För att utföra ett rutintest, följ beskrivningen i avsnittet "Rutintest av applikation".

Mer information finns i referenshandboken.



► www.mt.com/jp-g-RM

4.3 Rengöring



Mer information finns i referenshandboken.

► www.mt.com/jp-g-RM



VARNING

Risk för dödsfall eller allvarlig personskada till följd av elektrisk stöt

Kontakt med strömförande delar kan leda till personskada eller dödsfall.

- 1 Dra ut kontakten till instrumentet före rengöring och underhåll.
- 2 Se till att ingen vätska kan tränga in i instrumentet, terminalen eller nätagtorn.

4.3.1 Rengöra vågen



OBS

Risk för skada på grund av felaktig rengöring.

Felaktig rengöring kan skada lastcellen eller andra viktiga delar.

- 1 Inga andra rengöringsmedel än de som anges i "referenshandboken" eller "rengöringsguiden" får användas.
- 2 Vätskor får inte sprejas eller hällas på instrumentet. Använd alltid en fuktad luddfri trasa eller en pappershandduk.
- 3 Rengör alltid instrumentet inifrån och ut.

Rengöring runt vågen

- Avlägsna all smuts och allt damm runt vågen. Var noga med att hålla arbetsmiljön ren.

Rengöring av löstagbara delar

- Rengör alla demonterade delar med en trasa eller pappershandduk som fuktats med ett milt rengöringsmedel.

Rengöra vågen

- 1 Koppla från nätagtornen från vågen.
- 2 Använd en luddfri trasa, fuktad med ett milt rengöringsmedel, för att rengöra vågens yta.
- 3 Torka först bort eventuellt damm eller pulver med en engångstrasa.
- 4 Avlägsna klibbig smuts med en luddfri trasa som fuktats med ett milt lösningsmedel.



Anteckning

I Mettler-Toledo GmbHs "standardrutiner (SOP) för rengöring av vågar" finns mer information om rengöring av vågen.

4.3.2 Återuppta användningen efter rengöring

- 1 Återmontera vägen.
- 2 Tryck på **On/Off** för att sätta på vägen.
- 3 Värmt upp vägen. Vänta i en timme för acklimatisering innan testerna påbörjas.
- 4 Kontrollera vägens status och nivellera den vid behov.
- 5 Utför en intern justering.
- 6 Utför ett rutintest enligt aktuella standardrutiner (SOP). METTLER TOLEDO rekommenderar att man utför ett repesterbarhetstest efter rengöring av vägen.
- 7 Tryck på →0/T← för att nollställa vägen.
⇒ Vägen är aktiverad och redo att användas.

5 Felsökning

Möjliga fel, felorsaker och hur felet kan åtgärdas beskrivs i följande kapitel. Om det uppstår fel som inte går att korrigera med hjälp av dessa instruktioner ska du kontakta METTLER TOLEDO.

5.1 Felmeddelanden

Felmeddelande	Möjlig orsak	Diagnostik	Åtgärd
NO STABILITY	Vibrationer på arbetsplatsen.	Placer en bögare med vatten på vägningsbordet. Vibrationer ger upphov till ringar på vattnets yta.	<ul style="list-style-type: none"> • Skydda vägningsplatsen mot vibrationer (t.ex. med vibrationsdämpande material). • Ändra grovinställningarna för vägningen (ändra ENVIRON från STABLE till STANDARD eller till och med UNSTABLE). • Flytta vägningsplatsen (efter överenskommelse med kunden).
	Drag på grund av öppet fönster eller liknande.	Se till att fönster är stängda.	<ul style="list-style-type: none"> • Stäng fönster. • Ändra grovinställningarna för vägningen (ändra ENVIRON från STABLE till STANDARD eller till och med UNSTABLE).
	Platsen är inte lämplig för vägning.	–	Kontrollera och följ kraven för användningsplatsen, se "Välja uppställningsplats".
	Något nuddar vågskålen.	Kontrollera om det är en komponent eller smuts.	Avlägsna delen som nuddar vågskålen eller rengör vägen.
WRONG ADJUSTMENT WEIGHT	Fel anpassningsvikt.	Kontrollera vikten.	Placer rätt vikt i vågskålen.
REFERENCE TOO SMALL	Referensen för styckeräkning är för liten.	–	Öka referensvikten.
EEPROM ERROR - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	Data i EEPROM har skadats.	–	Kontakta METTLER TOLEDO kundservice.

Felmeddelande	Möjlig orsak	Diagnostik	Åtgärd
WRONG CELL DATA - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	Fel på lastcellsdata.	–	Kontakta METTLER TOLEDO kundservice.
NO STANDARD ADJUSTMENT - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	–	–	Kontakta METTLER TOLEDO kundservice.
PROGRAM MEMORY DEFECT - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	–	–	Kontakta METTLER TOLEDO kundservice.
TEMP SENSOR DEFECT - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	Anslut nätdaptern till strömförserjningen före anslutning till vägen. Lastcellens temperaturgivare är defekt.	–	Avlägsna nätdaptern från strömförserjningen och anslut först till vägen före anslutning till strömförserjningen. Om problemet kvarstår ska du kontakta METTLER TOLEDO kundservice.
WRONG LOAD CELL BRAND - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	Fel lastcell har installerats.	–	Kontakta METTLER TOLEDO kundservice.
WRONG TYPE DATA SET - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	Fel typ av datauppsättning.	–	Kontakta METTLER TOLEDO kundservice.
BATTERY BACKUP LOST - CHECK DATE TIME SETTINGS	Batteriet/kondensatorn är slut. Tack vare batteriet/kondensatorn försvinner inte datum och tid när vägen kopplas bort från strömförserjningen.	Batteriet/kondensatorn ger tillräckligt med ström för cirka två dagar när vägen inte är ansluten till strömförserjningen.	Anslut vägen till strömförserjningen för att ladda batteriet (t.ex. under natten) eller kontakta METTLER TOLEDO kundservice.
INITIAL ZERO RANGE EXCEEDED	Fel vågskål. Skålen är inte tom.	Kontrollera vågskålen.	Sätt dit rätt vågskål eller töm den befintliga vågskålen.
BELOW INITIAL ZERO RANGE	Fel vågskål. Skålen är inte tom.	Kontrollera vågskålen.	Sätt dit rätt vågskål.
MEM FULL	Minnet är fullt.	–	Töm minnet genom att slutföra alla processer där en mätning pågår.
FACTOR OUT OF RANGE	Faktorn ligger utanför tillåtet interval.	–	Välj en ny faktor.
STEP OUT OF RANGE	Steget ligger utanför tillåtet interval.	–	Välj ett nytt steg.
OUT OF RANGE	Provvioken ligger utanför tillåtet interval.	–	Töm vågskålen och använd en annan provviok.

5.2 Felsymptom

Felsymptom	Möjlig orsak	Diagnostik	Åtgärd
Displayen är släckt	Instrumentet är avstängt.	–	Slå på instrumentet.
	Kontakten är inte isatt.	Kontrollera	Sätt i kontakten till instrumentet.

Felsymptom	Möjlig orsak	Diagnostik	Åtgärd
	Vågen saknar ström-försörjning.	Kontrollera	Sätt in kontakten.
	Fel på strömförsörjningen.	Kontrollera/testa	Byt strömförsörjning.
	Fel strömförsörjning.	Kontrollera att uppgifterna på tynskylten överens-stämmer med gällande strömförsörjning.	Använd rätt typ av strömförsörjning.
	Uttaget på vågen är rostigt eller skadat.	Kontrollera	Kontakta METTLER TOLEDO kundservice.
	Fel på displayen.	Byt ut displayen.	Kontakta METTLER TOLEDO kundservice.
Manöverknapparna fungerar inte	Knappsatsen är defekt.	Byt knappsats.	Kontakta METTLER TOLEDO kundservice.
Värdet fluktuerar mellan plus och minus	Rummet (miljön) är olämpligt.	–	Miljörekommendationer <ul style="list-style-type: none"> Rum utan fönster och luftkonditionering, t.ex. i källare. Endast en person i vägningsrummet. Skjutdörrar. Vanliga dörrar ger upphov till tryckförändringar. Drag får inte förekomma i vägningsrummet (testa med hängande trådar). Ingen luftkonditionering (temperaturfluktuationer, drag). Acklimatisera vågen, gör testmätningar. Ha alltid instrumentet anslutet till strömförsörjningen (dygnet runt).
	Direkt solljus eller annan värmekälla.	Finns solskydd (persienner, gardiner osv.)?	Välj plats enligt avsnittet "Välja uppställningsplats" (kunden ansvarar för detta).
	Vägningsprovet absorberar eller ger ifrån sig fukt.	<ul style="list-style-type: none"> Erhålls stabila vägningsresultat med en testvikt? Känsliga vägningsprov som papper, kartong, trä, plast, gummi, vätskor. 	<ul style="list-style-type: none"> Använd hjälpmedel. Täck över vägningsprovet.
	Vägningsprovet har en elektrostatisk laddning.	<ul style="list-style-type: none"> Erhålls stabila vägningsresultat med en testvikt? 	<ul style="list-style-type: none"> Hög luftfuktigheten i vägkammaren (45–50 %). Använd en joniserare.

Felsymptom	Möjlig orsak	Diagnostik	Åtgärd
		<ul style="list-style-type: none"> Känsliga vägningsprov som plast, pulver, isoleringsmaterial. 	
	Vägningsprovet är varmare eller kallare än luften i vägkammaren.	Vägning med en testvikt uppvisar inte samma effekt.	Låt vägningsprovet nå rumstemperatur innan vägning utförs.
	Instrumentet har ännu inte nått termisk jämvikt.	<ul style="list-style-type: none"> Har det varit strömbrott? Har strömförslingen kopplats från? 	<ul style="list-style-type: none"> Låt instrumentet acklimatiseras i minst en timme. Beroende på klimatförhållanden kan denna tid behöva förlängas. Låt instrumentetvara på i minst en timme, se "Allmänna uppgifter"
Displayen visar över- eller underbelastning.	Vikten i vägskålen överstiger instrumentets kapacitet.	Kontrollera vikten.	Minska vikten i vägskålen.
	Fel vägskål.	Lyft eller tryck försiktigt ned vägskålen. Vägningsdisplayen tänds.	Använd rätt vägskål.
	Ingen vägskål.	–	Installera vägskålen.
	Fel nollpunkt när instrumentet startas.	–	<ul style="list-style-type: none"> Stäng av vägen. Dra ut kontakten och sätt i den igen.
0.0000 blinkar på displayen.	Dra ut alla kablar.	Kontrollera alla kabelanslutningar.	Anslut alla kablar. Kontakta METTLER TOLEDO kundservice om problemet kvarstår.
Tarering ej möjlig	Vibrationer på arbetsplatsen	<p>Instabil visning.</p> <p>Placer en bögare med kranvattnen på vägningsbordet. Vibrationer ger upphov till ringar på vattnets yta.</p>	<p>Tryck på tareringsknappen igen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Skydda arbetsområdet mot vibrationer (t.ex. med vibrationsdämpande material). Ändra grovinställningarna för vägningen (ändra ENVIRON, från STABLE till STANDARD eller till och med UNSTABLE). Flytta arbetsområdet (efter överenskommelse med kunden).

5.3 Statusmeddelanden/statusikoner

Statusmeddelanden visas i form av små iconer. Statusikonerna har följande innebörd:

Ikon	Statusbeskrivning	Diagnostik	Åtgärd
	Dags för service.	Se stycket SERV.ICON i avsnittet "Menybeskrivning" -> "Den avancerade menyn".	Kontakta din METTLER TOLEDO-representant för support.

5.4 Användning efter korrigering av ett fel

När du har korrigerat ett fel ska du utföra följande steg för att kunna använda vågen:

- Kontrollera att vågen är helt färdigmonterad och rengjord.
- Anslut vågen till nätagttern igen.

6 Tekniska uppgifter

6.1 Allmänna uppgifter

Strömförsörjning

Nätagtare:

Ingång: 100–240 V AC \pm 10%, 50–60 Hz, 0,8 A, 60–80 VA

Utgång: 12 V DC, 2,5 A, LPS (Limited Power Source)

Kabel för nätagtare:

Tre ledare, med landsspecifik kontakt



Polaritet:

12 VDC, 0,3 A

Skydd och standarder

Överspänningskategori:

II

Förureningsgrad:

2

Skydd:

Skyddad mot damm och vatten

Standarder för säkerhet och EMC:

Se Försäkran om överensstämmelse

Användningsområde:

Använd endast inomhus i torra miljöer

Miljöförhållanden

Höjd över havsytans medelnivå:

Upp till 4 000 m

Omgivande temperatur:

+5 °C – +40 °C

Förvaringsmiljö:

-25 °C – +70 °C

Relativ luftfuktighet:

Max. 80 % upp till 31 °C, linjärt minskande till 50 % vid 40 °C, icke-kondenserande

Material

Hölje:

formgjutet aluminium, lackerat

Vägskål:

245 \times 351 mm: Rostfritt stål X5CrNiMo 18-10 (1.4301)

Skyddshölje:

PET

7 Kassering

I enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU om elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE), får detta instrument inte slängas i hushållssoporna. Detta gäller även för länder utanför EU enligt respektive lands specifika krav.



Denna produkt ska lämnas in till en insamlingsanläggning för elektrisk och elektronisk utrustning i enlighet med nationella bestämmelser. Vid eventuella frågor kontakta du ansvarig myndighet eller den leverantör som du köpte denna utrustning av. Om utrustningen byter ägare måste även innehållet i detta direktiv bifogas.

1 معلومات السلامة

- يتوفر مستندان يحملان الاسم "دليل المستخدم" و"الدليل المرجعي" لهذا الجهاز.
 - يكون دليل المستخدم مطبوعاً ويتم تسليمه مع الجهاز.
 - يشتمل الدليل المرجعي الإلكتروني على وصف كامل للجهاز واستخدامه.
 - احتفظ بكل المستندين للرجوع إليهم في المستقبل.
 - أرافق كل المستندين مع الجهاز في حالة نقل ملكية الجهاز إلى أطراف أخرى.
- التزم بدليل المستخدم والدليل المرجعي فقط عند استخدام الجهاز. إذا لم تقم باستخدام الجهاز وفقاً لهذه المستندات أو في حالة إجراء تعديل على الجهاز، فقد يتعرض سلامة الجهاز للأعطال ولا تتحمل شركة Mettler-Toledo GmbH أي مسؤولية.

1.1 مزيد من الوثائق القابلة للتطبيق

دليل المستخدم هذا هو إرشادات موجزة توفر معلومات للتعامل مع الإجراءات الأولى للجهاز بصورة آمنة وفعالة. يجب أن يقوم الموظفون بقراءة هذا الدليل بعناية واستبعاده قبل تنفيذ أي من المهام.
للحصول على المعلومات الكاملة، قم دائمًا بالرجوع للدليل المرجعي (RM).



www.mt.com/jp-g-RM ►

www.mt.com/labweighing-software-download ►

البحث عن تنزيلات البرامج

1.2 تعريفات الإشارات التحذيرية ورموز التحذير

تتضمن ملاحظات السلامة معلومات هامة حول مشكلات السلامة. قد ينتج عن تجاهل ملاحظات السلامة حدوث إصابات شخصية وتلف في الجهاز وأعطال وظهور نتائج خطأ. يتم تحديد ملاحظات السلامة بالإشارات المكتوبة ورموز التحذير التالية:

الإشارات المكتوبة

خطير	موقف ينطوي على خطر شديد، يؤدي إلى الوفاة أو إصابة خطيرة في حالة عدم تجنبه.
تحذير	موقف ينطوي على خطر ذي درجة متوسطة والذي قد ينتج عنه الوفاة أو إصابة خطيرة في حالة عدم تجنبه.
تنبيه	موقف ينطوي على خطر ذي درجة منخفضة والذي ينتج عنه إصابة خفيفة أو متوسطة في حالة عدم تجنبه.
إنذار	موقف ينطوي على خطر ذي درجة منخفضة، ينتج عنه تلف الجهاز أو تلف مواد أخرى أو أعطال أو ظهور نتائج خطأ أو فقدان البيانات.

رموز التحذير

المخاطر العامة: أقرأ دليل المستخدم أو الدليل المرجعي للحصول على معلومات حول المخاطر والقياسات الناتجة.



تنبيه



صدمة كهربائية



1.3 ملحوظات السلامة الخاصة بالمنتج

الغرض المخصص

تم تصميم هذا الجهاز لitem استخدامه من قبل الموظفين المدربين. الجهاز مخصص لأغراض الوزن بعد أي نوع آخر للاستخدام والتشغيل والذي يتجاوز حدود الاستخدام المنصوص عليه بواسطة شركة Mettler-Toledo GmbH ودون موافقة شركة Mettler-Toledo GmbH هو نوع غير معتمد.

مسؤوليات امالك الجهاز

مالك الجهاز هو الشخص الذي يمتلك حق الملكية القانوني للجهاز والذي يستخدم الجهاز أو يقوم بتحويل أي شخص لاستخدامه، أو هو الشخص الذي يعتبر بموجب القانون بمثابة المشغل للجهاز. يكون مالك الجهاز مسؤولاً عن سلامة جميع مستخدمي الجهاز والأطراف الثالثة.

تفترض شركة Mettler-Toledo GmbH أن مالك الجهاز يقوم بتدريب المستخدمين على استخدام الجهاز بأمان في مواقع عملهم وعلى التعامل مع المخاطر المحتملة. تفترض شركة Mettler-Toledo GmbH بأن مالك الجهاز سيوفر معدات الوقاية الضرورية

ملاحظات السلامة

تحذير !



الوفاة أو الإصابة الخطيرة بسبب التعرض لصدمة كهربائية

قد تؤدي ملامسة الأجزاء التي تحمل تياراً كهربائياً إلى الوفاة أو التعرض لإصابة.

- 1 استخدم فقط كابل الطاقة وممحول التيار المتردد/المباشر من شركة METTLER TOLEDO المصممين لهذا الجهاز.
- 2 وصل كابل الطاقة بمصدر تيار به أرضي.
- 3 احتفظ بجمع الكابلات والوصلات الكهربائية بعيداً عن السوائل والبرطوبة.
- 4 تحقق من عدم وجود تلف في الكابلات وقبس الطاقة واستبدلها إذا تلفت.

شعار !




التلف الذي يلحق بالجهاز أو الخلل الوظيفي الناتج عن استخدام أجزاء غير ملائمة

- استخدم فقط الأجزاء المقدمة من شركة METTLER TOLEDO والمعدة للاستخدام مع جهازك.

يمكن العثور على قائمة بقطع الغيار والملحقات في الدليل المرجعي.

2 التصميم والوظيفة

2.1 الشاشة



رموز التطبيق

إحصائيات التطبيق		القائمة مقفلة
تطبيق "حساب المجموع"		تم تنشيط إعداد القائمة
تطبيق "معامل المضاعفة"		تطبيق "الوزن"
تطبيق "معامل القسمة"		تطبيق "عد القطع"

رموز التطبيق

تطبيقالكتافه		تطبيقالكتافه	
		تطبيقالتحقق من الوزن	

أنباء تشغيل تطبيق، يظهر الرمز الخاص بالتطبيق أعلى الشاشة.

رموز الحاله

تذكير بالصيانة		تشير إلى القيمة المخزنة (الذاكرة)	
تم تشغيل تنبيه صوتي عند ضغط المفاتيح		بدء الضبط(المعايرة)	
مدى الوزن 1 (الطرز مزدوجة المدى فقط)		تم تشغيل FACT	
مدى الوزن 2 (الطرز مزدوجة المدى فقط)		تشخيصات التطبيقات والإختبار الروتيني	

حقل قيمة الوزن ومساعد الوزن

أقواس تشير إلى أرقام غير مُعتمدة (الطرز المعتمدة فقط)		يشير إلى القيم السالبة	
تمييز الوزن الإسمي أو المستهدف		يشير إلى قيم غير ثابتة	
تمييز الحد المسموح +		يشير إلى قيم محسوبة	
تمييز الحد المسموح -			

حقل الوحدة

تايل سنغافورة		تروي أونصة		جرام	
تايل تايوان		جرين		كيلو جرام	
تولا		وزن البنس		مليجرام	
بات		موم		قيراط	
		مثقال		رطل	
		تايل هونغ كونغ		أوقية	




3 التركيب والتشغيل

3.1 تحديد المكان

إن الميزان جهاز دقيق وحساس. وسيكون للمكان الذي سيوضع فيه تأثير بالغ في دقة نتائج الوزن.

متطلبات الموقع

وضع الجهاز في الداخل ضمان وجود مسافة كافية وضع الجهاز على سطح مستوي توفر الإضاءة المناسبة على طاولة ثابتة



تجنب تيارات الهواء القوية
الحرارة



تجنب تيارات الهواء القوية
الحرارة



تجنب الاهتزازات



تجنب أشعة الشمس
المباشرة



المسافة الكافية للموازين: > 15 سم من جميع جوانب الجهاز
ضع في الحسبان الظروف البيئية. انظر "البيانات الفنية".

3.2 المحتويات التي يتم تسليمها

- كفة الوزن 246 × 351 مم
- غطاء واق
- محول التيار المتردد/المباشر مع كابل طاقة خاص بالبلد
- دليل المستخدم
- إعلان المطابقة


3.3 تفريغ محتويات العبوة

افتح عبوة الميزان. افحص الميزان بحثاً عن تلف أثناء النقل. أبلغ ممثل شركة METTLER TOLEDO فوراً في حالة وجود شكاوى أو فقدان ملحقات.

احتفظ بجميع القطع الموجودة بالعبوة. توفر هذه العبوة أفضل حماية ممكنة لنقل الميزان.

3.4 تركيب المكونات

- ضع المكونات التالية على الميزان بالترتيب المحدد:
- ضع كفة الوزن (1) على الميزان.



3.5 توصيل الميزان

تحذير



الوفاة أو الإصابة الخطيرة بسبب التعرض لصدمة كهربائية


قد تؤدي ملامسة الأجزاء التي تحمل تياراً كهربائياً إلى الوفاة أو التعرض لإصابة.

- استخدم فقط كابل الطاقة ومحول التيار المتردد/المباشر من شركة METTLER TOLEDO المصممين لهذا الجهاز.
- وصل كابل الطاقة بمصدر تيار به أرضي.
- احتفظ بجميع الكابلات والوصلات الكهربائية بعيداً عن السوائل والرطوبة.
- تحقق من عدم وجود تلف في الكابلات وقبس الطاقة واستبدلها إذا تلفت.



حدوث تلف في محول التيار المتردد/المباشر بسبب فرط السخونة
إذا تمت تغطية محول التيار المتردد/المباشر أو وضعه في حاوية، فلن يبرد بشكل كافٍ وسيسخن بشدة.

- 1 تجنب تغطية محول التيار المتردد/المباشر.
- 2 تجنب وضع محول التيار المتردد/المباشر في حاوية.



- 1 قم بتركيب الكابلات بحيث لا تكون عرضة للتلف أو التداخل في عملية التشغيل.
 - 2 أدخل قابس محول التيار المتردد/المباشر (1) في منفذ الطاقة بالجهاز.
 - 3 ثبّت القابس عن طريق ربط الصمولة المخرشة بإحكام.
 - 4 أدخل قابس كابل الطاقة في مصدر تيار به أرضي يسهل الوصول إليه.
- ☞ الميزان جاهز للاستخدام.

ملاحظة

وصل دائماً محول التيار المتردد/المباشر بالميزان قبل التوصيل بمصدر الطاقة.
لا توصل الجهاز بأخذ تيار يعمل بمفتاح بعد تشغيل الجهاز، يجب إحماؤه قبل أن يتمكن من توفير نتائج دقيقة.


3.6 إعداد الميزان

3.6.1 تشغيل الميزان


قبل استخدام الميزان، يجب إحماؤه للحصول على نتائج وزن دقيقة. للوصول إلى درجة حرارة التشغيل، يجب أقلمة الميزان وتوصيله بمصدر الطاقة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

3.6.2 ضبط مستوى الميزان

المستوى الأفقي التام والوضع المستقر أساساً للحصول على نتائج وزن دقيقة وموكّرة.
توجد أربعة أرجل لضبط المستوى قابلة للتعديل للتعويض عن عدم الانظام الطفيف في سطح قاعدة الوزن.
يجب ضبط مستوى الميزان وتعديلها كلما تم نقله إلى موضع جديد.



- 1 ضع الميزان في الموضع المحدد.
- 2 قم بمحاذاة الميزان أفقياً.
- 3 قم بتدوير أرجل ضبط المستوى للجسم حتى تصبح قفاعة الهواء في منتصف الزجاج.



- 4 في هذا المثال، قم بتدوير رجل المستوى اليسار عكس اتجاه عقارب الساعة.

مثال

		قم بلف المفاتيحين في اتجاه عقارب الساعة.		فقاعة الهواء عند موضع الساعة 12:
		قم بلف المفتاح الأيسر في اتجاه عقارب الساعة، والمفتاح الأيمن في عكس اتجاه عقارب الساعة.		فقاعة الهواء عند موضع الساعة 3:
		قم بلف المفاتيحين في عكس اتجاه عقارب الساعة.		فقاعة الهواء عند موضع الساعة 6:
		قم بلف المفتاح الأيسر في عكس اتجاه عقارب الساعة، والمفتاح الأيمن في اتجاه عقارب الساعة.		فقاعة الهواء عند موضع الساعة 9:

3.6.3 ضبط الميزان

للحصول على نتائج وزن دقيقة، يجب تعديل الميزان ليتوافق مع تسارع الجاذبية في مكانه. ويعتمد ذلك أيضاً على الظروف المحيطة. بعد الوصول إلى درجة حرارة التشغيل، من المهم ضبط الميزان في الحالات التالية:

- قبل استخدام الميزان لأول مرة.
- إذا تم فصل الميزان عن مصدر الطاقة أو في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
- بعد حدوث تغيرات كبيرة في الظروف البيئية، مثل درجة الحرارة أو الرطوبة أو تيار الهواء أو الاهتزازات.
- على فترات زمنية منتقطة أثناء استخدامه في الوزن.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى الدليل المرجعي (RM).



www.mt.com/jp-g-RM ▶


3.7 إتمام عملية وزن بسيطة

يتيح لك تطبيق الوزن إتمام عمليات وزن بسيطة ووزن بسيطة وكيف يمكنك تسريع عملية الوزن.



إذا لم يكن ميزانك في وضع الوزن، فاضغط مع الاستمرار على مفتاح  حتى يظهر **WEIGHING** (الوزن) على الشاشة. اترك المفتاح في وضع الوزن وتم ضبطه على قيمة صفر.

- 1 اضغط على  → لضبط الميزان على القيمة صفر.
- 2 ضع العينة على كفة الوزن.
- 3 انتظر حتى يختفي مبين عدم  الثبات.
- 4 أقرأ النتيجة.




التصغير

استخدم مفتاح التصغير $\rightarrow 0/T \leftarrow$ قبل بدء عملية وزن.

1 قم بإزالة الوزن من على الميزان.


2 اضغط $\rightarrow 0/T \leftarrow$ لضبط الميزان على قيمة صفر.

يتم قياس جميع قيم الوزن وفقاً لنقطة الصفر هذه.



وزن فارغ

إذا كنت تعمل باستخدام حاوية وزن، فعليك أولاً ضبط الميزان على قيمة صفر.



1 ضع الحاوية الفارغة على كفة الوزن.

⇨ يتم عرض الوزن.

2 اضغط **0/T** → لضبط الميزان على القيمة صفر.

⇨ 0.00 جم تظهر على الشاشة.


3 ثم ضع العينة في الحاوية.

⇨ تظهر النتيجة على الشاشة.

• إذا نتم إزالة الحاوية من الميزان، فسيتم عرض الوزن الفارغ كقيمة سالبة.

• يظل الوزن الفارغ مخزنًا حتى يتم الضغط على مفتاح **0/T** مرة أخرى أو يتم إيقاف تشغيل الميزان.

إيقاف التشغيل



- اضغط مع الاستمرار على المفتاح **Off** حتى يظهر "SHUTOFF" (الإيقاف) على الشاشة. اترك المفتاح.

⇨ تحول الموازين إلى وضع الاستعداد.

• بعد التسجيل من وضع الاستعداد، لا يحتاج ميزانك إلى وقت إحماء ويكون جاهزاً على الفور للوزن.

• إذا توقف ميزانك عن العمل بعد وقت محدد مسبقاً، فستصبح إضاءة الشاشة حافحة وتعرض التاريخ، والوقت، وأقصى حمل ودقة القراءة.

• في حالة إيقاف تشغيل ميزانك يدوياً، فسيتم إيقاف تشغيل الشاشة.

• لإيقاف تشغيل الموازين التي تعمل بموصلات الطاقة الرئيسية تماماً، يجب فصلها عن مصدر الطاقة.

الاعتماد للأغراض التجارية

لا يمكن الدخول في وضع الاستعداد مع الموازين المعتمدة (متاح فقط في بلدان محددة).

للحصول علىزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الدليل المرجعي (RM).



www.mt.com/jp-g-RM ►

3.8 نقل الميزان


1 اضغط مع الاستمرار على المفتاح **تشغيل/إيقاف**.

2 افصل الميزان عن محول التيار المتردد/المباشر.

3 افصل جميع كابلات التوصيل.

3.8.1 النقل لمسافات قصيرة

لنقل الميزان لمسافات قصيرة إلى موقع جديد، عليك اتباع التعليمات الواردة أدناه.



1 أمسك الميزان بكلتا يديك كما هو موضح.

2 ارفع الميزان واحمله بعناية إلى موقعه الجديد.

إذا كنت ترغب في تشغيل الميزان، فاتبع الخطوات الآتية:

1 قم بإجراء التوصيل بترتيب عكسي.

2 واضبط مستوى الميزان.

3 قم بإجراء ضبط (معايير) داخلي.

3.8.2 النقل لمسافات طويلة

لنقل الميزان لمسافات طويلة، استخدم دائمًا عبوة التغليف الأصلية.

3.8.3 التغليف والتخزين

التغليف

حرّّج جميع أجزاء التغليف في مكان آمن. تم تطوير عناصر التغليف الأصلية خصوصاً للميزان ومكوناته لضمان الحماية القصوى في أثناء النقل أو التخزين.

التخزين

حرّّج الميزان وفقاً للشروط الآتية:

• في مكان مغلق وفي عناصر التغليف الأصلية.

• وفقاً للظروف البيئية، انظر "البيانات الفنية".

• عند التخزين لفترة أطول من ستة أشهر، قد تتعطل البطارية القابلة للشحن (سيتم فقدان التاريخ والوقت).

4 الصيانة

لضمان أداء الميزان ودقة نتائج الوزن، يجب تنفيذ عدد من إجراءات الصيانة بمعرفة المستخدم.

4.1 جدول الصيانة

الإجراءات	الفترة الموصى بها	المعلومات
إجراء ضبط (معاييرة داخلية)	يومياً	انظر الفصل "الضبط التلقائي بالكامل FACT"
إجراء اختبارات روتينية (اختبار الحساسية، اختبار التكرارية).	بعد التنظيف	انظر أدناه
يأجري اختبار حساسية على الأقل.	بعد ضبط المستوى	اعتماداً على درجة التلوث أو اللوائح الداخلية (SOP) الخاصة بك، نظف الجهاز:
	بعد تغيير الموضع	بعد كل استخدام
		عقب كل تغيير للعينة

4.2 إجراء الاختبارات الروتينية

يوجد العديد من الاختبارات الروتينية، حسب اللوائح الداخلية لديك، يجب على المستخدم إجراء اختبار روتيني معين.

نوصي METTLER TOLEDO بإجراء اختبار حساسية بعد تنظيف الميزان وإعادة تجميعه.
لإجراء اختبار روتيني، تابع ما هو موصوف في فصل "تطبيق" الاختبار الروتيني".
للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى الدليل المرجعي (RM).



www.mt.com/jp-g-RM ►

4.3 التنظيف

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى الدليل المرجعي (RM).



www.mt.com/jp-g-RM ►

تحذير



الوفاة أو الإصابة الخطيرة بسبب التعرض لصدمة كهربائية

قد تؤدي ملامسة الأجزاء التي تحمل تياراً كهربائياً إلى الإصابة والوفاة.

- 1 افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل التنظيف والصيانة.
- 2 تجنب نفاذ السوائل إلى الجهاز أو الوحدة الطرفية أو محول التيار المتردد/المباشر.

4.3.1 تنظيف الميزان

إشعار



الأضرار الناتجة عن التنظيف غير الصحيح

يمكن للتنظيف غير الصحيح أن يؤدي إلى إنلاف خلية التحميل أو القطع الأساسية الأخرى.

- 1 لا تستعمل أي عوامل تنظيف بخلاف الواردة في "الدليل المرجعي" أو "دليل التنظيف".
- 2 لا تقم برش أي مواد سائلة أو سكّتها على الجهاز. استعمل دائمًا منديلًا أو قطعة قماش مبللة وغير منسّلة.
- 3 امسح دائمًا من داخل الجهاز إلى خارجه.

التنظيف حول الميزان

- أزل أي أتربة أو أوساخ حول الميزان وتجنب أي ملوثات أخرى.

تنظيف الأجزاء القابلة للإزالة

- نفف الجزء القابل للفك باستخدام قطعة قماش مبللة أو منديل سائل تنظيف مخفف.

تنظيف الميزان

- 1 افصل الميزان عن محول التيار المتردد/المباشر.
- 2 استخدم قطعة قماش غير منسّلة مبللة بسائل تنظيف مخفف لتنظيف سطح الميزان.
- 3 أزل أولاً المسحوق أو الأتربة باستخدام منديل يستعمل لمرة واحدة.
- 4 أزل المواد العالقة باستخدام قطعة قماش مبللة وغير منسّلة ومذيب مخفف.

ملاحظة

تفاصيل مفيدة لتجنب اتساخ الجهاز موضحة في Mettler-Toledo GmbH "إجراءات التشغيل القياسية (SOP)".

4.3.2 تشغيل الجهاز بعد التنظيف

- 1 إعادة تجميع الميزان.
- 2 اضغط **On/Off** لتشغيل الميزان.
- 3 قم بإحماء الميزان. انتظر لمدة ساعة واحدة لحدوث التأقلم، قبل بدء الاختبارات.
- 4 تحقق من حالة استواء الميزان، واجعله مستوياً إذا لزم الأمر.
- 5 قم بإجراء ضبط داخلي.
- 6 قم بإجراء اختبار روتيني وفقاً للوائح الداخلية لشركتك. توصي شركة METTLER TOLEDO بإجراء اختبار التكرارية بعد تنظيف الميزان.
- 7 اضغط **0/T ←** لضبط الميزان على القيمة صفر.
↳ تم تشغيل الميزان وهو الآن جاهز للاستخدام.

5 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوجد وصف للأخطاء المحتملة مع أسبابها وعلاجها في الفصل التالي. وفي حالة وجود أخطاء لا يمكن تصحيحها باستخدام هذه التعليمات، اتصل بـ METTLER TOLEDO.

5.1 رسائل الخطأ

رسالة الخطأ	السبب المحتمل	التشخيص	العلاج
NO STABILITY	الاهتزازات في مكان العمل.	ضع الدورق المملوء بماء الصنبور على طاولة الوزن. تسبب الاهتزازات موجات على سطح الماء.	• يجب حماية موقع الوزن من الاهتزازات (بما في ذلك الاهتزازات، إلخ). • اضبط معاملات الوزن بقيم أكثر خشونة (قلم .ENVIRON STABLE (البيئة) من ثابت) إلى (قياسي) STANDARD UNSTABLE أو حتى مستقر). • ابحث عن موقع وزن مختلف (بالاتفاق مع العميل).
	وجود تيار هواء بسبب نافذة مفتوحة أو شيء مشابه.	تأكد من إغلاق النافذة.	•أغلق النافذة. • اضبط معاملات الوزن بقيم أكثر خشونة (قلم .ENVIRON STABLE (البيئة) من ثابت) إلى (قياسي) STANDARD UNSTABLE أو حتى مستقر).
	الموقع غير مناسب للوزن.	-	تحقق من متطلبات الموقع وراغب، يمكنك الرجوع إلى "اختبار المكان".
WRONG ADJUSTMENT WEIGHT	شيء ما يلامس كفة الوزن.	تحقق من الأجزاء الملامسة أو الأوساخ.	قم بفك الأجزاء الملامسة أو تنظيف الميزان.
	وزن ضبط خاطئ.	تحقق من الوزن.	ضع الوزن الصحيح على كفة الوزن.

رسالة الخطأ	السبب المحتمل	التشخيص	العلاج
REFERENCE TOO SMALL	المرجع لعدد القطع صغير للغايات.	-	قم بزيادة الوزن المرجعي.
EEPROM ERROR - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	البيانات في EEPROM تلفت.	-	يرجى الاتصال بخدمة عملاء METTLER TOLEDO.
WRONG CELL DATA - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	خلل في بيانات خلية الوزن.	-	يرجى الاتصال بخدمة عملاء METTLER TOLEDO.
NO STANDARD ADJUSTMENT - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	-	-	يرجى الاتصال بخدمة عملاء METTLER TOLEDO.
PROGRAM MEMORY DEFECT - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	-	-	يرجى الاتصال بخدمة عملاء METTLER TOLEDO.
TEMP SENSOR DEFECT - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	تم توصيل محول التيار AC/DC بمصدر الطاقة وتوصيله أولاً بالميزان قبل توصيله بمصدر الطاقة إذا استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بخدمة عملاء METTLER TOLEDO.	-	قم بفك محول التيار من مصدر الطاقة وتوصيله أولاً بالميزان قبل توصيله بمصدر الطاقة إذا استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بخدمة عملاء METTLER TOLEDO.
WRONG LOAD CELL BRAND - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	تركيب خلية وزن خاطئة.	-	يرجى الاتصال بخدمة عملاء METTLER TOLEDO.
WRONG TYPE DATA SET - PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE	مجموعة بيانات نوع خطأ.	-	يرجى الاتصال بخدمة عملاء METTLER TOLEDO.
BATTERY BACKUP LOST - CHECK DATE TIME SETTINGS	البطارية / المكثف الاحتياطي فارغ. تضمن هذه البطارية / المكثف عدم فقد التاريخ والوقت عند فصل طاقة الميزان.	توفر البطارية / المكثف طاقة كافية لمدة يومين تقريباً عند عدم توصيل الميزان بمصدر الطاقة.	توصيل الميزان بمصدر الطاقة لشحن البطارية (أثناء الليل على سبيل المثال) أو الاتصال بخدمة عملاء METTLER TOLEDO.
INITIAL ZERO RANGE EXCEEDED	كتلة الوزن خاطئة.	افحص كفة الوزن.	تركيب كفة وزن صحيحة أو إفراغ كفة الوزن.
BELOW INITIAL ZERO RANGE	كتلة الوزن خاطئة.	افحص كفة الوزن.	تركيب كفة وزن صحيحة.
MEM FULL	الذاكرة ممتلئة.	-	امسح الذاكرة عن طريق إنهاء جميع التطبيقات التي يكون فيها القياس جارياً.
FACTOR OUT OF RANGE	المعامل خارج النطاق المسموح.	-	اختيار معامل جديد.
STEP OUT OF RANGE	الخطوة خارج النطاق المسموح.	-	اختيار خطوة جديدة.

رسالة الخطأ	السبب المحتمل	التشخيص	العلاج
OUT OF RANGE	عينة الوزن خارج النطاق المسموح.	-	إفراط الكفة وتحميل عينة وزن جديدة.

5.2 أعراض الخطأ

عرض الخطأ	السبب المحتمل	التشخيص	العلاج
الشاشة سوداء	الجهاز مغلق.	-	قم بتشغيل الجهاز.
الشاشة سوداء	قبس الطاقة غير متصل.	الفحص	وصل كابل الطاقة بمصدر الطاقة.
الشاشة سوداء	مصدر الطاقة غير متصل بالميزان.	الفحص	وصل مصدر الطاقة.
الشاشة سوداء	مصدر طاقة معيب.	الفحص/الاختبار	استبدل مصدر الطاقة.
الشاشة سوداء	مصدر طاقة خاطئ.	تحقيق من مطابقة بيانات الإدخال على لوحة النوع مع قيم مصدر الطاقة.	استخدم مصدر طاقة مناسباً.
الشاشة سوداء	مقيس الموصى على الميزان متأكل أو معيب.	الفحص	يرجى الاتصال بخدمة عملاء METTLER TOLEDO.
الشاشة سوداء	الشاشة معيبة.	استبدل الشاشة.	يرجى الاتصال بخدمة عملاء METTLER TOLEDO.
مفاتيح التشغيل لا تعمل	لوحة المفاتيح معيبة.	استبدل لوحة المفاتيح.	يرجى الاتصال بخدمة عملاء METTLER TOLEDO.
تحرف القيمة إلى زائد أو ناقص	الغرفة، البيئة غير مناسبة.	-	التوصيات البيئية <ul style="list-style-type: none"> غرفة دون نوافذ أو مكيف هواء، مثل البدرورم. شخص واحد فقط في غرفة الوزن. أبواب حارة. الأبواب العاديّة تسبّب تغييرات في الضغط. لا يوجد تيار هواء في غرفة الوزن (تحقق من الخيوط المعلقة). لا يوجد مكيف هواء (تنبذب درجة الحرارة، تيار هواء). قم بأقلمة الميزان، وخذ قياسات وقنية. الجهاز يتصل دون توقف بمحضر الطاقة (24 ساعة في اليوم).
ضوء الشمس المباشر أو مصدر حرارة آخر.	هل توفر أي حواجز للشمس (شيش، ستائر، إلخ؟)	هل تتوفر أي حواجب للشمس (شيش، ستائر، إلخ؟)	اختار الموقع حسب "اختبار الموقع" (مسؤولية العميل).
عينة الوزن تمتص الرطوبة أو تبخرها.	عينة الوزن تمتص الرطوبة أو وزنة الإختبار مستقرة؟	• هل نتيجة الوزن مع وزنة الإختبار مستقرة؟	• استخدم أدوات المساعدة. قم بتغطية عينة الوزن.

عرض الخطأ	السبب المحتمل	التشخيص	العلاج
		<ul style="list-style-type: none"> عيّنات وزن حساسة، مثل الورق والكرتون والخشب والبلاستيك والمطاط والسوائل. 	
	<ul style="list-style-type: none"> عيّنة الوزن مشبعة بشحنة كهربائية. عيّنة الوزن مع وزنة الإختبار مستقرة؟ عيّنات الوزن الحساسة، مثل البلاستيك والمسحوق والمادة العازلة. 	<ul style="list-style-type: none"> زيادة رطوبة الهواء في غرفة الوزن (45% إلى 50%). استخدم المؤين. 	
	تكون عيّنة الوزن أكثر سخونة أو برودة من الهواء الموجود في غرفة الوزن.	أوصل عيّنة الوزن إلى درجة حرارة الغرفة قبل الوزن.	
	<ul style="list-style-type: none"> لم يصل الجهاز بعد إلى التوازن الحراري. 	<ul style="list-style-type: none"> يجب أقلمة الجهاز لمدة ساعة على الأقل. حسب الظروف المناخية، قم بتدميد هذه الفترة وفقاً لذلك. تم تشغيل الجهاز لمدة ساعة على الأقل، راجع "البيانات العامة" 	
يظهر على الشاشة حمل مفرط الزيادة أو النقصان	تجاوز الحمولة على كفة الوزن سعة وزن الجهاز.	تحقق من الوزن.	تقليل الوزن في كفة الوزن.
	كفة الوزن خاطئة.	ارفع كفة الوزن أو اضغط عليها قليلاً. تظهر شاشة الوزن.	استخدم كفة الوزن المناسبة.
	لا توجد كفة وزن.	-	قم بتركيب كفة وزن.
	نقطة صفر غير صحيحة عند التشغيل.	-	<ul style="list-style-type: none"> أطفي الميزان. افصل كابل الطاقة وأعد توصيله.
الشاشة تومض 0.0000	كامبلات متخلخلة.	افحص جميع توصيلات الكابلات.	وصل جميع الكابلات. يرجى الاتصال بخدمة عملاء METTLER TOLEDO إذا استمرت المشكلة.
الوزن الفارغ غير ممكن	الاهتزازات في مكان العمل.	العرض على الشاشة غير مستقر.	اضغط على الوزن (Tare) مرة أخرى.
	ضع الدورق المملوء بماء الصنبور على طاولة الوزن. تسبب الاهتزازات موجات على سطح الماء.		<ul style="list-style-type: none"> يجب حماية موقع الوزن من الاهتزازات (بما في ذلك اهتزازات، إلخ). قم بتعيين عماملات الوزن بقيم أكبر خشونة (قم بتغيير خشونة (البيئة) من ENVIRON (نابت) إلى STABLE (قياسي) STANDARD (غير مستقر) UNSTABLE أو حتى غير مستقر).

عرض الخطأ	السبب المحتمل	التشخيص	العلاج
			<ul style="list-style-type: none"> • ابحث عن موقع وزن مختلف (بالاتفاق مع العميل).

5.3 رسائل الحالة/رموز الحالة

يتم عرض رسائل الحالة بواسطة رموز صغيرة. تشير رموز الحالة إلى ما يلي:

الرمز	وصف الحالة	التاريخ	العلاج
	حان وقت الصيانة.	انظر موضع القائمة "SERV.ICON" في الفصل "وصف موضوع القائمة" -> "القائمة المتقدمة".	يرجى الاتصال بممثل الدعم .METTLER TOLEDO بشركة

5.4 بدء التشغيل بعد إصلاح خطأ

بعد إصلاح الخطأ، قم بتنفيذ الخطوات التالية لتشغيل الميزان:

- تأكيد من إعادة تجميع الميزان وتنظيمه بالكامل.
- أعد توصيل الميزان بمحول التيار .AC/DC

6 البيانات الفنية

6.1 البيانات العامة

مصدر الطاقة

: محول AC/DC

الإدخال: 100 إلى 240 فولت تيار متعدد $\pm 10\%$ ، من 50 إلى 60 هرتز، 0.8 أمبير، 60 إلى 80 فولت أمبير
الإخراج: 12 فولت تيار مباشر، 2.5 أمبير، مصدر طاقة محدود (LPS)

ثلاثي الأسلام، مع قابس خاص بالبلد



12 فولت تيار مباشر، 0.3 أمبير

: كابل لمحول التيار المتردد/المباشر:

: القطبية:

: استهلاك الميزان للطاقة:

الحماية والمعايير

: فئة فرط الجهد:

: درجة التلوك:

: الحماية:

: معايير السلامة والتوافق الكهرومغناطيسي (EMC):

: نطاق التطبيق:

الظروف البيئية

: الارتفاع فوق مستوى سطح البحر:

: درجة الحرارة المحيطة:

: ظروف التخزين:

: رطوبة الهواء النسبية:

يُستخدم في الأماكن المغلقة فقط في المواقع الجافة حتى 4000 م
5+ إلى +40 درجة مئوية
25 إلى +70 درجة مئوية
بحد أقصى 80% حتى 31 درجة مئوية، وتتحفظ خطياً إلى 50% عند 40 درجة مئوية، دون تكثيف

المواد

: الجسم الخارجي:

: كفة الوزن:

: الغطاء الواقي:

الألومنيوم مصبوب، مطلية (X5CrNiMo 18-10 (1.4301)
351 x 245 مم؛ فولاذ لا يصدأ بولي إيثيلين تريفلاليت

7 التخلص من الجهاز



لا يتم التخلص من هذا الجهاز في النفايات المنزلية وفقاً للتوجيهات الأوروبية EU/2012/19 المتعلقة بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE). ينطبق هذا أيضاً على الدول الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي، حسب منطلقاتها الخاصة.

يرجى كما يتوافق مع القوانين المحلية عند نقطة التجميع المخصصة للمعدات الكهربائية والإلكترونية. إذا كانت لديك أي أسئلة، يرجى الاتصال بالسلطات اشتريت منه هذا الجهاز. في حالة نقل هذا الجهاز إلى أطراف أخرى ، فإن محتوى هذه القوانين يسري عليها كذلك.

GWP®

Good Weighing Practice™

GWP® is the global weighing standard, ensuring consistent accuracy of weighing processes, applicable to all equipment from any manufacturer. It helps to:

- Choose the appropriate balance or scale
- Calibrate and operate your weighing equipment with security
- Comply with quality and compliance standards in laboratory and manufacturing

► www.mt.com/GWP

www.mt.com/jewelry

For more information

Mettler-Toledo GmbH

Im Langacher 44
8606 Greifensee, Switzerland
www.mt.com/contact

Subject to technical changes.

© Mettler-Toledo GmbH 09/2020
30491785E ro, sk, sv, ar



30491785